



elements *body*

PROPRIOSEPTIIVISTA STIMULOINTIA koko keholle!

- *Parantaa syvätuntoa*
- *Parantaa kehontuntemusta*
- *Lisää hienomotoriikkaa*
- *Parantaa kehon hallintaa, siten että käsien ja jalkojen liikkeet muuttuvat helpommiksi*

Elements Body on lycraneuloksesta valmistettu ortoosi, joka on rakennettu useasta kangaskaitaleesta. Ortoosi on valmistettu siten, että se antaa jatkuvaa proprioseptiivista palautetta paineen ja vastuksen muodossa vartalolle ja raajoille.

Puvun toiminta perustuu siihen, että se istuu napakasti kehoa vasten antaen paineen tunteen vartalolle ja raajoille ja siten lisää ryhtiä ja stabiiliteettia. Lisäämällä asentoaistien herkkyyttä, proprioseptiikkaa - (henkilön kykyä aistia eri raajojen asentoa ja liikettä) voidaan parantaa myös hienomotoriikkaa sekä toiminnallisia suorituksia. Erilaisten materiaalin vahvistuksien avulla voidaan kontrolloida fleksiota, ekstensiota, pronaatiota ja supinaatiota.

Kuinka Elements Body:a käytetään?

Paras tulos saavutetaan kun ortoosia käytetään vähintään 6 tuntia päivässä. Pukua tulee aluksi käyttää lyhyempiä aikoja ja tasaisesti lisätä käyttöaikaa kunnes 6 tuntia päivässä saavutetaan. Pukua ei tule käyttää yli 8-10 tuntia päivässä.

Elements Body:n käyttöedut

- Parantaa syväntuntoa (kykyä aistia kehon eri osien asentoa ja liikettä)
- Parantaa kehontuntemusta
- Lisää hienomotoriikkaa
- Parantaa kehon hallintaa, siten että käsien ja jalkojen liikkeet muuttuvat helpommiksi

Muut syyt:

Elements Body:a voidaan myös käyttää nivelinstabiiliteetin ja sensoristen toimintojen menetyksestä aiheutuvien tilojen hoidossa:

- Pysyvästi matala tonus
- Ehlers-Danlosin syndrooma
- Yliliikkuvuus, nivelten laksiteetti

Ketkä voivat käyttää Elements Body:a?

Element Body:a voidaan käyttää seuraavien neurologisten tilojen aiheuttaman korkean tonuksen hoidossa ja vähentämisessä:

- Cerebral pares
- Synnynnäinen aivovamma
- Synnynnäinen selkäydinvamma
- Pikkuaivojen rappeuma (ataksia)
- Atetoosi
- Spina Bifida
- Halvaus
- MS

HUOM! Elements Body ortoosia ei tule käyttää yöllä.



Kliiniset tutkimukset

1980-luvulta asti tehdyt tutkimukset osoittavat kuinka lycrapohjaisesta materiaalista valmistetut dynaamiset ortoosit kontrolloivat poikkeavaa lihastonusta, stabiloivat kehoa ja lisäävät toiminnallisia kykyjä henkilöillä, joilla on neurologisia häiriöitä. Useimmat tutkimukset ovat tehty lapsilla, joilla on Cerebral Pares - CP. Voit tilata artikkeleita ja kliinisiä tutkimuksia Camp Scandinavian asiakaspalvelusta.



Mitan otto

Ortoosi tilataan ja valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaisesti, jotta puku saadaan napakasti istuvaksi. Ortoosi voidaan tehdä kokovartalo -puvuksi lyhyillä tai pitkällä hihoilla ja lahkeilla ja käsi- tai jalkineiksi avoimilla tai suljetuilla sormiosilla. Vahvistukset ja vetoketjut voidaan ommella tuennan tai toiminnallisuuden tarpeen mukaisesti. Puvun mallin päättää terveydenhuollon ammattilainen usein yhdessä lääkärin kanssa. Mittojen ottaminen edellyttää koulutuksen saamista.

Elements Body tuotteet voidaan pestä koneessa 40°C. Niitä ei saa kuivattaa kuivausrummussa. Ilmakuivaa yön yli.

Elements Body-ortoosi voidaan tilata eri väriyhdistelminä. Perusmateriaalin, vahvistusten ja saumojen väri voidaan määritellä erikseen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Camp tarjoaa mahdollisuuden tehdä muutoksia Elements Body-ortooseihin 8 viikon ajan toimituksesta ilman kustannuksia (ainoastaan silloin kun mittoja halutaan pienentää).

Mittatilauskaavakkeet ja tutkimukset voit tilata Camp Scandinaviasta 09-3507630 tai info@camp.fi.

Elements Body Sovitushiha

Sovitushiha on muotoiltu käytettäväksi Elements Bodyn arviointi-prosessissa. Se auttaa potilastyötä tekeviä arvioimaan tarpeen ennen kuin yksilöllisesti valmistettu ortoosi valmistetaan. Sovitushihaa tulee käyttää vain arviointiajanjaksolla 2-4 viikkoa.

Käyttöalueet: Cerebral pares, Aivohalvaus, ADHD, Downin syndrooma, autismi tai Ehlers-Danlosin syndrooma.



Tuotenro.	Koko	Vas/Oik	Ranne cm	Kyynärpää cm	Hauis cm
39344 0008	XXX-Small	Bilat.	11-12	16-18	16-18
39344 0009	XX-Small	Bilat.	12-13	18-20	18-20
39344 0010	X-Small	Bilat.	13-14	20-22	20-22,5
39344 0011	Small	Bilat.	14-15	21-23	22,5-25
39344 0012	Medium	Bilat.	14-16	22-25	24-27
39344 0013	Large	Bilat.	16-18	25-28	27-30
39344 0014	X-Large	Bilat.	18-20	28-31	30-33
39344 0015	XX-Large	Bilat.	20-22	31-34	33-37

elements body

Elements Body Sukka

Elements Body Sukka on kankainen nilkka-jalkaortoosi, joka on muotoiltu sukan tavoin. Sukka tarjoaa kevyen ja tasaisen kompression ja se valmistetaan mittojen mukaan. Sukka on saatavissa yhdellä tai useammalla vahvistuksella, joilla voidaan ohjata jalan asentoa. Vahvistusten muotoilu ohjaa jalkaa oikeaan asentoon sensorisen ja proprioseptiivisen palautteen luomiseksi. Sukassa on edessä vetoketju ja varvasosa on suljettu. Saatavilla on useita eri väri vaihtoehtoja

Tuotenro	Malli
39300 0000	Liivi ilman hihoja
39301 0011	Liivi lyhyillä hihoilla
39301 0013	Liivi pitkällä hihoilla
39305 0000	Body ilman hihoja
39306 0011	Body lyhyillä hihoilla
39306 0013	Body pitkällä hihoilla
39310 0011	Puku ilman hihoja/lyhyet lahkeet
39310 0012	Puku ilman hihoja/¾ lahkeet
39310 0013	Puku ilman hihoja/pitkät lahkeet
39311 0011	Puku lyhyillä hihoilla/lyhyet lahkeet
39311 0012	Puku lyhyillä hihoilla/¾ lahkeet
39311 0013	Puku lyhyillä hihoilla/pitkät lahkeet
39312 0011	Puku pitkällä hihoilla/lyhyet lahkeet
39312 0012	Puku pitkällä hihoilla/¾ lahkeet
39312 0013	Puku pitkällä hihoilla/pitkät lahkeet
39320 0011	Housut lyhyillä lahkeilla
39320 0012	Housut ¾ pitkällä lahkeilla
39320 0013	Housut pitkällä lahkeilla
39330 0000	Käsine ilman sormia
39331 0000	Käsine sormilla
39335 0000	Pitkä käsine ilman sormia
39336 0000	Pitkä käsine sormilla
39344 0000	Hiha



Lisätietoa mitan otosta ja tilaamisesta löytyy valitun tuotteen alta kotisivuiltamme.

Elements Body voidaan tilata myös Configuraattorilla -yksilöllisten tuotteiden tilausohjelmalla. Lisätietoa Configuraattorista löytyy kotisivuiltamme otsikon Configuraattori alta.

**Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.
Alla asiakaspalvelun yhteystiedot.**

Support for Better Life!