

TEXTILA KORSETTER

Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA

Användningsområden/Indikationer

Dessa textila korsetter är avsedda att användas vid olika typer av ryggsproblem som t.ex. ryggsmärta och rygginsufficiens.

Vissa modeller är i halvfabrikat som skall anpassas och färdigställas för brukaren.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av ortopedteknisk personal.

Varning

Tillse att korsetten inte spänns åt för hårt. Det kan orsaka dålig cirkulation eller hudirritationer.

Tag genast av korsetten om du märker någon som helst färgförändring i huden, eller om du tycker att det sticker, svider eller skaver.

Materialspecifikation

Korsetten är tillverkat av:

26439, Cotton 86%, Latex 14%.

22672, Cotton 85%, Latex 15%.

27591, Cotton 91%, Latex 9%.

29073, Cotton 89%, Polyester 7%, Elastomer 4%, Latexfri.

Skenor av plast och metall. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband och andra lösa material i produkten för tvätt. Använd tvättpåse.

Maskintvätt 40°C i mild tvättmedel. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Tag ur lösa skenor före tvätt.

Vid frågor

Om några problem uppstår, tag kontakt med utprovaren eller inköpsstället.

TEKSTILE KORSETTER

Læs disse instruktioner nøje inden anvendelse!

DANSK

Anvendelsesområde/Indikationer

Disse tekstile korsetter anvendes ved forskellige typer af rygproblemer f.eks rygsmerter og rygginsufficiens.

Visse modeller er i halvfabrikat, som skal tilpasses og færdiggøres til brugeren.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at korsettet ikke spændes for hårdt. Det kan forårsage dårlig cirkulation eller hudirritation.

Tag straks korsettet af hvis du mærker nogen form for stikken, svien eller skarven.

Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Korsettet er fremstillet af:

26439, Cotton 86%, Latex 14%.

22672, Cotton 85%, Latex 15%.

27591, Cotton 91%, Latex 9%.

29073, Cotton 89%, Polyester 7%, Elastomer 4%, Latexfri.

Skiner af plast og metal. Produktet er ikke behandlet med flammehæmmende midler.

Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd og andre løse materialer i produktet før vask. Anvend vaskepose.

Maskinvaskes i 40°C med mild vaskemiddel. Tørres fladt. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses. Tag løse skinner ud inden vask.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer, tag kontakt med forhandleren eller den person, der har udleveret ortosen til dig.

Käyttöalueet/Indikaatiot

Nämä kangaiset tukiliivit ovat tarkoitettu käytettäväksi selkäkivuissa ja selän toimintahäiriöissä. Jotkin mallit ovat puolivalmisteita, jotka tulee sovittaa ja valmistaa yksilöllisesti asiakkaalle.

Kontraindikaatiot

Ei ole.

Muutostyöt

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Varmista, ettet kiristä liiviä liikaa. Se voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä tai ihoärsytystä. Riisu liivi heti, jos huomaat ihossa värimuutoksia tai jos se pistelee tai hankaa.

Korsetin valmistusmateriaalit:

26439, Puuvillaa 86%, Latexia 14%

22672, Puuvillaa 85%, Latexia 15%

28591, Puuvillaa 91%, Latexia 9%.

29073, Puuvillaa 89%, Polyesteriä 7%, Elastomer 4%, ei sisällä lateksia.

Liivin tukilastojen materiaali on joko muovia tai metallia. Tuote ei ole palosuojattu.

Pesuohteet

Kiinnitä kaikki tarranauhat sekä muut irralliset osat ennen pesua. Käytä pesupussia. Konepesu 40°C miedossa pesuaineessa. Tasokuivatus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai puhdistaa kemiallisesti. Poista irralliset tukilastat ennen pesua.

Kysyttävää

Jos käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

TEKSTILE KORSETTER

Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk!

NORSK

Bruksområder/Indikasjoner

Disse tekstile korsettene er tenkt brukt ved ulike typer ryggproblemer som f.eks. ryggsmerte og rygginsuffisiens. Enkelte modeller er halvfabrikat som skal tilpasses og ferdiggjøres for brukeren.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på et av disse produktene må kun gjøres av ortopedisk fagpersonale.

Advarsel

Pass på at korsettet ikke strammes til for hardt. Det kan forårsake dårlig sirkulasjon eller hudirritasjoner. Om du merker noen som helst fargeforandring i huden, eller om du synes at det stikker, svir eller gnager skal korsettet tas av umiddelbart.

Materialspesifikasjon

26439, Cotton 86%, Latex 14%.

22672, Cotton 85%, Latex 15%.

27591, Cotton 91%, Latex 9%.

29073, Cotton 89%, Polyester 7%, Elastomer 4%, Latexfri.


Skinner av plast og metall. Produktene er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

Vaskeanvisning

Fest alle borrelåsbånd og andre løse materialer i produktet før vask. Bruk vaskepose. Maskinvask 40°C i mildt vaskemiddel. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk. Ta ut løse skinner før vask.

Ved spørsmål

Ta kontakt med utprøveren eller innkjøpsstedet om det oppstår noen problemer.

 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



Camp Scandinavia August 2020 ©

	SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel	042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax	042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
	info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com