

CAMP[®]

kiddieGAIT[®] & kiddieROCKYER[®]

**Uusi dynaaminen
ratkaisu lapsille
ja nuorille**



Vallankumouksellinen ortoosi...

kiddieGAIT®

KiddieGAIT® tarjoaa dynaamisen ortoosi-hoidon aikaisessa vaiheessa, mikä auttaa lasta saamaan tasaisemman ja luonnollisemman biomekaanisesti oikeanlaisen kävelyn. Ortoosi auttaa lasta jalan heilautusvaiheessa sekä kontrolloi jalan asentoa usealla eri tasolla. Ortoosin sijainti tibian etupuolella auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmissa kuten, polven hyperekstensiossa tai "kyykkykävelyssä".



kiddieROCKER™

KiddieROCKER® on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat jalalle tukea muutoinkin kuin riippunilkan ongelmissa. Aivan kuten **KiddieGAIT®**-ortoosissa lisääntyy jäykkyys myös **KiddieROCKER®**:ssa koon kasvaessa. Lisäksi se myös antaa lisästabiilitettä sekä M/L -että A/P-tasolla.



KiddieGAIT® ja **KiddieROCKER®** ovat tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yksilöllisesti valmistetun pohjallisen tai ortoosin kanssa jalan asennon kontrolloimiseksi.



...monilla dynaamisilla ominaisuuksilla!

Lisätuotteet ja niiden toiminnot

Siivekkeet ja nauhat

Ergonomisesti muotoillut ”siivet”

- Suunniteltu tekemään ortoosista mukavantuntuisen ja hyvin istuvan

Tarranauhakiinnitys ”siivekkeiden” sisäpuolella

- Tarranauhat eivät takerru vaatteisiin kiinni
- Helpommat pitää puhtaana
- Nauhat kiinnitetään ortoosin sisäpuolelle
- Vähentää nauhojen vääränlaisen kiinnittämisen riskiä



Mukavampi istuvuus
leveämmillä
kiinnitysnauhoilla



Mukavantuntuinen pehmuste

comfortKIT™

Mukavantuntuinen pehmuste KiddieGAIT®- ja KiddieROCKER®-ortoosiin. Pehmuste sopii erityisen hyvin lapsille, joilla on ulkoneva tibia tai herkkä iho sekä myös silloin kun aktiivisuustaso on korkea. ComfortKITin sisäosa on nk. ”muistivahtoa”, jonka ansiosta se käytössä muotoutuu hyvin säären muotoihin. Kun pehmustetta ei käytetä palautuu se takaisin alkuperäiseen muotoonsa.




softSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ on KiddieGAIT®- ja KiddieROCKER®-ortoosiin tarkoitettu pehmuste, joka on helppo asentaa. Sisäpuoli on valmistettu samasta materiaalista kuin SoftKIT™. Ulkopuoli on luistavaa, kuvioitua lycraa, joka muuttaa ortoosin ulkoasua ja jonka ansiosta vaattet liukuvat helpommin ortoosia vasten.





kiddieROCKER®



kiddieGAIT®



comfortKIT™



softSHELL™



Kiddie®GAIT		Kiddie®ROCKER		Koko	Korkeus	Pohjalevyn pituus
Vasen	Oikea	Vasen	Oikea			
28372 1008	28372 2008	-	-	BabySmall	150 mm	110 mm
28372 1009	28372 2009	-	-	BabyMedium	180 mm	125 mm
28372 1010	28372 2010	-	-	BabyLarge	200 mm	140 mm
28900 1011	28900 2011	28902 1011	28902 2011	Small	220 mm	160 mm
28900 1012	28900 2012	28902 1012	28902 2012	Medium	257 mm	180 mm
28900 1013	28900 2013	28902 1013	28902 2013	Large	295 mm	200 mm
28900 1014	28900 2014	28902 1014	28902 2014	X-Large	315 mm	210 mm

ComfortKIT™	SoftKIT™	SoftSHELL™		Koko
		Pääkallokuvio	Sydänkuvio	
28418 0011	28378 0011	28359 0011	28358 0011	Small
28418 0012	28378 0012	28359 0012	28358 0012	Medium
28418 0013	28378 0013	28359 0013	28358 0013	Large
28418 0014	28378 0014	28359 0014	28358 0014	X-Large

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no