

ALFESS[™] Functional Electrical Stimulation System



a | ALFESS™ FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

ALFESSTM on nykyaikainen toiminnallinen sähköstimulaatio-ortoosi (FES).. Innovatiivinen ja hyvin muotoiltu ortoosi täydentää Allard AFO tuotesarjaa. ALFESSTM on tarkoitettu parantamaan kävelyä henkilöille, jotka kaipaavat mahdollisuutta jalan nostoon kävelyn aikana. Sähköinen stimulointi auttaa jalan aktiivisessa dorsifleksiossa. Tämä innovaatio on syntynyt yhteistyössä Camp Scandinavian tuotekehitystiimin ja valmistajan kanssa. He ovat luoneet meille täysin ainutlaatuisen, toiminnallisen ja mitä käyttäjystävällisimmän ortoosin.



Toiminnoy & Edut

- Voidaan kiinnittää yhdellä kädellä
- Kevyt
- Ei näy vaatteiden alta
- Yksinkertainen laite ohjelmoitavaksi joko ohjauspaneelin tai applikaation avulla.
- Integroidut elektrodit (ei tarvitse tilata erikseen)
- Yksi laite - yksi koko - helppo tilata
- Mahdollistaa paljasjaloin kävelyn
- Vedenkestävä (lyhyen aikaa)
- Kaksi aktiviteettiasetusta: Kävely ja Harjoitustila
- Latausyksikkö latausta varten integroidulla akulla.

Indikaatiot:

Keskushermoston vammat kuten:
Multippeli Skleroosi (MS), Aivohalvaus, CP-vamma, Osittaiset selkäydinvauriot, Traumaattiset aivovauriot.

Kontraindikaatiot:

Älä käytä yhdessä sähköisten valvontalaitteiden kanssa, tahdistimen, defibrillaattorin ja korkea frekvensisten lääketieteellisten laitteiden kanssa. FES/TTS hoitoa ei saa antaa tahdistinta käyttäville potilaille. Älä käytä, mikäli sinulla on ollut autonominen dysrefleksia. Älä käytä FES/TTS:ää juuri suoritettun kirurgisen toimenpiteen jälkeen, kun lihassupistus voi haitata toipumisprosessia. Lisätietoja varovaisuustoimenpiteitä ja varoituksia koskien, lue ystävällisesti käyttöohjeet.

a

ALFESS™ FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION SYSTEM

ALFESS asetetaan säärelle välittömästi polven alle. Kävelyn aikana sensorit tunnistavat tahdin sekä kulmat ja sopeutuvat kävelytyyliin. Algoritmi kokoaa tiedot ja lähettää sähköisiä impulsseja hermoille jalan nostamiseksi. Käyttäjä voi itse säätää toivotun stimuloinnin voimakkuutta. Harjoitustila auttaa käyttäjää tekemään kuntoutustaan yhdessä fysioterapeutin kanssa tai annetuilla ohjeilla itsenäisesti.



Asetukset voidaan tehdä joko laitteessa, ohjauspaneelissa tai mobiiliapplikaation avulla. Lataa Foot Drop Rehab sovellus mobiililaitteellesi



Art.nr.	Modell	Storlek
282700000	ALFESS™ (sisältää kaikki tarvikkeet)	Yksi koko
282710000	Jatkonauha	Yksi koko
282720000	Verkkoadapteri EU	Yksi koko
282730000	Verkkoadapteri UK pistoke	Yksi koko
282740000	Kaukosäätimen lisäjohto	Yksi koko
282750000	ALFESS ylimääräinen latausjohto	Yksi koko
282770000	Kaukosäädin	-
282790000	Ylimääräinen D-rengas magneetilla	Yksi koko
282820000	Alfess NFR	Yksi koko
282830000	Connect geeli	500 ml
282840011	A - cover, Kosmeettinen tekstiilisuojaus beigen värisenä	Small, 28-35 cm
282840012	A - cover, Kosmeettinen tekstiilisuojaus beigen värisenä	Medium, 34-44 cm
282840013	A - cover, Kosmeettinen tekstiilisuojaus beigen värisenä	Large, 43-56 cm



Support for better life!

Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09 350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

UK/Ireland
42 932 8177
info@allarduk.co.uk
allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
info@allardusa.com
allardusa.com

International
42 25 27 01
info@allardint.com
allardint.com