


## Ohjelmoinnin / Arvioinnin seuranta

Potilaan ID		Syntymäaika				
Diagnoosi						
Aikaisemmin käytetyt kävelyn apuvälineet						
Asetukset						
Tila		Smart <input type="checkbox"/>	Normaali <input type="checkbox"/>			
Pulssileveys(µs)	100 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>	250 <input type="checkbox"/>	300 <input type="checkbox"/>	
Frekvenssi (Hz)	16 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	
Sulkeutuu aktiiviteetin jälkeen	0,5 h <input type="checkbox"/>	1 h <input type="checkbox"/>	2 h <input type="checkbox"/>	3 h <input type="checkbox"/>	4 h <input type="checkbox"/>	
Stimulointi-intensiteetti (mA)						
Ammattilaisasetukset (vain Normaali-tilalle):						
Kulma A (stimulaation aikana)						
Kulma B (stimulaation ollessa pois päältä)						
Viiveen aika (aika A-kulmasta stimulaation käynnistymiseen)						
Stimulaation maksimiaika						
Nousuaika (stimulaation käynnistymisestä maksimiin).						
Laskuaika (vähittäinen pieneneminen jalan läpsähtämisen estämiseksi).						
Kommentit:						
Arvioinnin tekijä:						
Nimi	Toimenkuva	Päivä	Allekirjoitus			