

Jura olkaniveltä immobilisoiva

Jura olkaniveltä immobilisoiva kantosidettä voidaan käyttää sekä kantositeenä että olkanivelen immobilisointia varten. Tuote on suunniteltu käytettäväksi bilateraalisesti ja se sopii vasempaan ja oikeaan käteen. Kestävä puuvillanauhassa on säädettävä pehmustettu olkain sekä kehon ympäri tuleva kiristysnauha. Kiristysnauhan tarkoituksena on pitää käsi lähellä vartaloa. Kantositeessä on myös pehmustettu kaulanauha ja peukalonauha, jota voidaan käyttää tarvittaessa. Nauhojen kiinnitys tapahtuu D-lenkkien avulla, joka mahdollistaa kantositeen pukemisen yhdellä kädellä.

Käyttöalueet:

Voidaan käyttää useimpiin vammoihin, jossa olka- tai kyynärnivelen liikerataa pyritään rajoittamaan:

- Olkapään sijoiltaanmeno
- Nivelrikko
- Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen hoito
- Kuntoutuminen
- Selkäydin- ja hartiapunosvammat

Kontraindikaatiot:

Kantoside ei tule asettaa vaurioituneen ihon pinnalle.



Tuotenro	Koko	Kyynärvarren pituus
422230010	XS	<33
422230011	S	33cm-38cm
422230012	M	37cm-43cm
422230013	L	42cm-48cm
422230014	XL	48cm>