

Humerux Humerusortoosi

Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompresioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmitellä ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi. Useimmiten muotoilua ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden. Ortoosin mukana tulee ihoa vasten asetettava pehmustettu suojuus, jonka tarkoitus on lieventää herkkään ihon aiheuttamaa epämukavuutta ortoosin pukemisen ja sen käytön aikana. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia. Pehmustettu suojuus on saatavana keskipitkinä ja pitkinä versiona.



Käyttöalueet: Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Mitta: Käsivarren yläosan ympäryys proksimaalisesti.

| Tuotenro. | Väri | Koko | Pituus | Ympärysmitta | Malli |
|-----------|-------|---------|--------|--------------|------------|
| 62106 | Musta | Small | 25 cm | 18-26 cm | Keskipitkä |
| 62106 | Musta | Medium | 27 cm | 26-34 cm | Keskipitkä |
| 62106 | Musta | Large | 29 cm | 34-42 cm | Keskipitkä |
| 62106 | Musta | X-large | 32 cm | 42-50 cm | Keskipitkä |
| 62107 | Musta | Small | 30 cm | 18-26 cm | Pitkä |
| 62107 | Musta | Medium | 32 cm | 26-34 cm | Pitkä |
| 62107 | Musta | Large | 34 cm | 34-42 cm | Pitkä |
| 62107 | Musta | X-large | 36 cm | 42-50 cm | Pitkä |