



 surestep

// Tuotekuvasto

CAMP[®]
SCANDINAVIA

grow with us

THE SURESTEP STORY //

Surestep tuotteet ovat parantaneet tuhansien lasten elämänlaatua, mutta kaikki alkoi yhdestä lapsesta.

Ortopediteknikko ja Surestepin perustaja, Bernie Veldmanilla oli huoli, kuinka hän voisi vaikuttaa poikansa jalkojen pronaatioon. Hän näki kaksi mahdollisuutta: tyytyä tilanteeseen tai luoda jotain parempaa. Hän valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Kokeiltuaan tusinoittain prototyyppejä, hän päätyi lopulta Surestep SMO:hon.

Tästä päivästä muuttui koko tapa hoitaa ortoosilla lapset, joilla on hypotonia. Surestepin fokuksena on nykyään kehittää jalkaortooseja lapsille, joilla on heikko lihasjänteisyys/tonus.



» Valmistettu mittojen mukaan

» Ainutlaatuiset leikkauslinjat

» Ainutkertainen kompressiotapa

» Joustava lämpömuovi

SMO & big shot

SMO // Suresteps dynaaminen SMO hyödyntää kompressiota jalan ja jalkanivelten stabiloimiseen. Tämä mahdollistaa jalan pienten lihasten, liikemallien ja lihasten yhteistyön kehityksen.

BIG SHOT // Sisältää ohuen sisäosan ja on suunniteltu aktiiviselle lapselle, joka tarvitsee edelleen SMO:n tukea. BIG SHOTin leikkaus antaa tilaa prominoiville rakenteille.

PAINORAJOITUKSET

SMO: 36 kg:aan saakka
Big Shot Lite: 22-40 kg
Big Shot: yli 36 kg

Yksilöllisesti mittojen mukaan valmistettu. Kun lomakkeen mitta 5 ylittää 7,5 cm, tarvitaan sekä kipsi että mitat.



Surestep SMO
28633/28634



Big Shot SMO
28636

modifications

Open Heel
Avoin kanta
lisäominaisuus
28732



Toe Walking
Korkeampi takareuna
lisäominaisuus 28733



Clubfoot
Käänteiset
leikkauslinjat &
jalan etuosan
abduktio
lisäominaisuus
28734



Metatarsus
Adductus
Käänteiset
leikkauslinjat
lisäominaisuus
28735





KÄYTTÖALUEET:

Pronaatio, hypotonia, instabiliteetti kolmessa tasossa painon jakautumisen yhteydessä, kyvyttömyys seistä itsenäisesti, lievä varvaskäynti, esilletulevat prominenssit (vain BigShot)



KONTRAINDIKAATIOT

Hypertonia, spastisiteetti, voimakas varvaskäynti



Toe Walking

Plantaarifleksion estämisen sijaan tämä malli fasilitoi kanta-varvas kävelyä kompression, takareunan korkeamman rakenteen ja kinesteettisen muistutuksen avulla.

Open Heel

Tällä modifikaatiolla parannetaan proseptiikkaa ja anteriorista painonjakautumista. Hankaumien estämiseksi on mallissa erityisen ohut sisäosa.



Oma design!

Tarjolla on yli 30 eri kuviovaihtoehtoa, jotta ortoosista saadaan lapselle mahdollisimman mieluista. Viimeisimmät värit ja kuviointit löytyvät päivitettyinä kotisivuiltamme.

afo

Yksilöllisesti valmistettu mittojen mukaan. Kun lomakkeen mitta numero 5 on yli 7,5 cm, tarvitaan sekä kipsi että mitat.

camp.fi

ADVANCED



28639

ADVANCED // AFO ilman niveltä yksinkertaisella muutoksella standard SureStep SMO:sta.

OMINAISUUDET

Tukeva jalkaosa, Surestep "trim line"

PAINORAJOITUS

Potilaat 36 kg:aan saakka.

KÄYTTÖALUEET

Pronaatio, hypotonia, hypermobiliiteetti, myöhäinen seisominen, kyvyttömyys seisoa pidempää aikaa kerrallaan



KONTRAIKKAATIOT

voimakas spastisiteetti, merkittävät kontraktuurit, merkittävät jalan epämuodostumat



indy 2



INDY 2 STAGE // Dynamic AFO/SMO antaa tukea kolmella liikeakselilla rajoittamatta jalan lihasten toimintaa.

PAINORAJOITUS

Indy 2 Solid, ei painorajoitusta
Indy 2 Articulated Small, 18 kg:aan saakka
Indy 2 Articulated Large, 36 kg:aan saakka

Valmistetaan yksilöllisesti mittojen mukaan. Mikäli lomakkeen mitta numero 5 ylittää 7,5 cm, tarvitaan sekä kipsi että mitat.

variations indy 2

Solid Ankle
28631



Articulated
28260



KÄYTTÖALUEET

Hypotonia, hypertonia, joustava pronaatio tai supinaatio, alentunut proprioseptiikka, vaikeudet siirtymässä istuma-asennosta seisomaan, heikkous tai instabiileetti sagittaalisessa ja /tai frontaalitasossa, lievä tai kohtuullinen spastisiteetti.



KONTRAIKKAATIOT

Merkittävät nilkkakontraktuurat, vaikea spastisuus

HEKO 4-AXIS

HEKO



HEKO POLVINIVEL // 4-Akselinen polvinivel, täydellinen lapsille tai pienempiin niveliin, kuten rannenivelet, kyynärnivelet etc. Nivel on kevyt ja matala korkeudeltaan. Koko liikerata tai asetus 0°-135°:een välillä.

PAINORAJOITUKSET

Small= Potilaat 22 kg:aan saakka.

Large=Potilaat 45 kg:aan saakka.



KÄYTTÖALUEET

Polven instabiliteetti, yliojennus, varus-valgus kontrolli.



KONTRAINDIKAATIOT

Muuttuva ödeema.

*Esimerkki
ortoosista
HEKO-niveellä.*



Tuotenro.	Kuvaus	Paino	Tilausmateriaali	Yksikkö
28633 0000	Surestep SMO, Standard	36 kg:aan saakka	Mittojen mukaan	Pari
28634 0000	Surestep SMO, Standard	36 kg:aan saakka	Mittojen mukaan	Kpl
28736 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Mittojen mukaan	Pari
28737 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Mittojen mukaan	Kpl
28636 0000	Surestep Big Shot	Yli 36 kg:a	Mittojen mukaan	Pari
28636 1000	Surestep Big Shot	Yli 36 kg:a	Mittojen mukaan	Kpl
28639 1000	Surestep Advance	36 kg:aan saakka	Kipsi + Mitat	Pari
28639 0000	Surestep Advance	36 kg:aan saakka	Kipsi + Mitat	Kpl
28631 1000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ei painorajoitusta	Kipsi + Mitat	Pari
28631 0000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ei painorajoitusta	Kipsi + Mitat	Kpl
28260 0011	Surestep Indy 2-Stage Nivelöity	18 kg:aan saakka	Kipsi + Mitat	Pari
28260 0013	Surestep Indy 2-Stage Nivelöity	18 - 36 kg	Kipsi + Mitat	Kpl
Yllä oleviin malleihin saatavat lisäominaisuudet:				
28732 0000	Open Heel Moulded Inner Boot		Ei sovellu Advance mallille	Kpl
28733 0000	Toe Walking Extension		Ei sovellu Advance mallille	Kpl
28734 0000	Club Foot Trim Lines			Kpl
28735 0000	Metatarsus Adductus Trim Lines			Kpl
62650 0011	HEKO polvinivel, ruostumaton teräs	22 kg:aan saakka		Pari
62650 0013	HEKO polvinivel, ruostumaton teräs	45 kg:aan saakka		Pari

Surestep voi vaikuttaa voimakkaasti lapsen elämään - parempi itseluottamus ja jalkojen vahvistunut stabiili-teetti ortoosiemme avulla!

Bernie Veldman
CO, Surestepin perustaja

Support for Better Life!