

CAMP[®]
SCANDINAVIA

KEVENTÄMINEN

DIABETES JALAN
KUNTOUTUKSESSA

SBi SALVATELLI
BROTHERS
INNOVATION

SBI MOTUS

HAAVAN HOITO JA
DIABETESJALAN
HAAVAN HOITO



INNOVATIIVINEN KEVENNYSTEKNIikka

ITCC* IRROTUKSEN ESTÄVÄLLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ (WGDF 2015 STANDARDIN MUKAISESTI)

KÄYTTÖVALMIS JA SÄADETTÄVÄ

OPTIMA MOLLITER TEKNOLOGIAN TOIMIVUUS ON KLIINISESTI TODISTETTU
DIABETES JALAN HAAVAHOITON LIITTYVIEN KONTROLLOITUJEN JA
RANDOMISOITUJEN TUTKIMUSTEN AVULLA

TOIMINNALLINEN KUNTOUTUSMENETELMÄ

Optima Molliter Clinical Evidences

*Instant Total Contact Cast



DiabetesCare

FAI FOOT & ANKLE
INTERNATIONAL

SBI MOTUS

KÄYTTÖTARKOITUS

- Haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapöydän alueella
 - Charcot jalan stabilisoimiseksi
 - Leikkauksen jälkeinen kuntoutus
-
- Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja haavaumien plantaarivammojen hoitamiseen (1).
 - Irrotettava stabiili keinupohja helpottaa siirtymistä akuutista krooniseen hoitovaiheeseen (2) (tilattava erikseen).
 - Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää (3).
 - Irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla (4).
 - Voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla (5).
 - Säädettävät 3x3 kevennyspohjalliset (6).
 - Stabiili muovikehikko suojaa tibiaa (8).

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko	Jalan koko
79015 0011	SBI Motus Diabetes Walker ortoosi	Small	34 - 36
79015 0012	SBI Motus Diabetes Walker ortoosi	Medium	37 - 39
79015 0013	SBI Motus Diabetes Walker ortoosi	Large	40 - 42
79015 0014	SBI Motus Diabetes Walker ortoosi	X-Large	43 - 45
79015 0015	SBI Motus Diabetes Walker ortoosi	XX-Large	46 - 48

SBI FRAME

STABIILIT JALKA- JA/TAI
NILKKAMURTUMAT,
VAIKEAT VENÄHDYKSET,
POSTOPERATIIVINEN
KUNTOUTUS



KÄYTTÖVALMIS JA SÄÄDETTÄVÄ WALKER TRAUMOIHIN

KEVYT JA ERITTÄIN MUKAVA

TOIMINNALLISEEN KUNTOUTUKSEEN

SBI FRAME

KÄYTTÖTARKOITUS

- Stabiilit jalka- ja/tai nilkkamurtumat
 - Vaikeat venähdykset
 - Postoperatiivinen kuntoutus
-
- Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää (3).
 - Irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla (4).
 - Stabiili muovikehikko suojaa tibiaa (8).
 - Irrotettava stabiili keinupohja (2).
 - Vahva yksikerroksinen pohjallinen (7).

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko	Jalan koko
79016 0011	SBI Frame Post-Op Walker	Small	34 - 36
79016 0012	SBI Frame Post-Op Walker	Medium	37 - 39
79016 0013	SBI Frame Post-Op Walker	Large	40 - 42
79016 0014	SBI Frame Post-Op Walker	X-Large	43 - 45
79016 0015	SBI Frame Post-Op Walker	XX-Large	46 - 48

SBI W-HEEL

KANTAPÄÄN ALUEEN
HAAVAUMIEN
HOITAMISEEN



KEHITETTY KEVENTÄMÄÄN KANTAPÄÄN ALUETTA

KÄYTTÖVALMIS JA SÄÄDETTÄVÄ

KEVYT JA ERITTÄIN MUKAVAN TUNTUINEN

TOIMINNALLISEEN KUNTOUTUKSEEN

SBI W·HEEL

KÄYTTÖTARKOITUS

- Kantapään alueen vammojen hoito
 - Kantapään alueen postoperatiivinen kuntoutus
 - Kantapään alueen keventämiseen
-
- Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja plantaaristen haavaumien hoitamiseen (1).
 - Kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää (3).
 - Irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimella (4).
 - Stabiili muovikehikko suojaa tibiaa (8).
 - Irrotettava stabiili keinupohja (2).
 - Säädettävät 3x3 kevennyspohjalliset (6).

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko	Jalan koko
79017 0011	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Small	34 - 36
79017 0012	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Medium	37 - 39
79017 0013	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	Large	40 - 42
79017 0014	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	X-Large	43 - 45
79017 0015	SBI Wheel Walker ortoosi avoimella kantaosalla	XX-Large	46 - 48



79018 Walker keuhikko suljetulla kantaosalla



79019 Walker keuhikko avoimella kantaosalla (S-XXL)



79020 täydellinen sisäsosasarja Walker ortoosiin (S-XXL)



79021 Walker lisäsosarja, 8 solkea ja 4 kiinnitysnauhaa (S-XXL)



79022 SBI stabiili keinupohja



79023 SBI täydellisesti rullaava keinupohja (S-XXL)



79024 SBI 3x3 kevenyspohjallissarja (S-XXL)




79025 SBI pohjallinen amputoidulle jalalle



79026 SBI pohjallinen, musta (S-XXL)



79027 saumaton sukka (yksi koko)



79028 lukitusnauha Walker ortoosiin (2 kpl)

Lisätietoja ko'ista ja tuotenumeroista näet erillisestä hinnastosta.

Support for Better Life!