



Uusi tuote ToeOFF®-tuoteperheeseen!

NAVIGAIT™ on vaihtoehto lievään riippunilkkaan, missä jalan nostoa voidaan helposti säätää käyttäjän tarpeen mukaisesti.

- Kehitetty auttamaan henkilöitä, joilla on lievä riippunilkka, saamaan parempi dorsaalifleksio.
- Pehmustettu muoviosa istuu mukavasti jalan etuosaa vasten.
- Pehmeuste voidaan irrottaa.
- Dorsaalifleksio säädetään asettamalla koukku halutulle kohdalle nyöritystä.
- Ortoosi on muotoiltu niin, että se on huomaamaton housunlahkeen alla.
- NAVIGAIT™:a on saatavana kahta eri kokoa.
- Muoviosan ylä- ja alareunoja voidaan tarvittaessa hieman muotoilla.

NAVIGAIT™

Käyttötarkoitus / Indikaatiot

NAVIGAIT™ on tarkoitettu antamaan jalalle lisätukea, kun mahdollisuus aktiiviseen dorsaalifleksioon on heikentynyt neurologisten sairauksien kuten, Stroke, Multiple Sclerosis ja Post- polio syndrooman seurauksena.

Kontraindikaatiot

Henkilöiden, joilla ilmenee spastisiteettia tai voimakasta ödeemaa ei tule käyttää Navigaitia.

Lisähuomautukset

NAVIGAIT™ ei korjaa jalan virheasentoja tai epämuodostumia. Näitä tulee tarpeen mukaisesti hoitaa niihin soveltuvilla kengillä ja/ tai pohjallisilla.



Tärkeä osa tuotekehitystämme on seurata markkinatilannetta, sekä kerätä ortopedia-alan ammattilaisten ja tuotteidemme käyttäjien mielipiteet yhteen.

NAVIGAIT™:in kehittäminen on tulos ainutlaatuisesta yhteistyöstä apuvälineteknikoiden, tuotteidemme käyttäjien, sekä Camp Scandinavianin välillä. Tuotevalikoimamme kehitys on johtava osa tavoitettamme "Support for better life", jotta pystyisimme vastaamaan tuotteidemme käyttäjien eri tarpeisiin.

Peter Allard
TJ

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Koko	Muoviosan korkeus
28410 0011	NAVIGAIT™	Small/Medium	27,5 cm
28410 0013	NAVIGAIT™	Large/XLarge	31,5 cm
28412 0011	Varakuminauha koukulla	Small/Medium	
28412 0013	Varakuminauha koukulla	Large/XLarge	

patent pending

September 2010 ©