

CAMP[®]

ToeOFF[®] SHORT
BLUEROCKER[®] SHORT

UUSI MALLI!



Uusia ominaisuuksia

PÄIVITETTY NAUHARATKAISU
& VALMIIKSI ASENETTU MIKROFIX!

ToeOFF® SHORT BLUEROCKER® SHORT

SHORT-mallit ovat erikoismalleja, joissa on matalampi sääriosa ja leveämpi jalkapohjaosa metatarsaaliniveliä kohdalta. Ortoosisissa tulee käyttää pehmustetta potilaan käyttömukavuutta lisäämään.

SHORTin kannankorkeus on 7 mm kaikissa kokovaihtoehdoissa.

Käyttöalueet

Riippunilkka yhdistettynä heikkoihin plantaarifleksoreihin, joissain tapauksessa myös heikentynyt polvikontrolli.

ToeOFF® SHORT

Diagnoosit kuten aivohalvaus, postpolio, lihasdystrofia ja muut neurologiset sairaudet.


BlueROCKER® SHORT

Voidaan käyttää bilateraaleissa ongelmissa ja osa-amputoinneissa (proksimaalisin taso on Chopart).

Kontraindikaatiot

Voimakas ödeema, diabetes, johon liittyy haavaumia, alentunut tuntoherkkyyks ja voimakas spastisiteetti.

Lisätietoa indikaatioista, mallin valinnasta, sovituksista ja kokovaihtoehdoista löytyy Allard AFO Professional ohjeista.



Tuotenro. ToeOFF®	Tuotenro. BlueROCKER®	Koko	Puoli	Korkeus	Jalkapohjan pituus
28990 1011	28995 1011	Small	Vasen	30,5 cm	21,5 cm
28990 1012	28995 1012	Medium	Vasen	32,5 cm	23,2 cm
28990 1013	28995 1013	Large	Vasen	34 cm	25 cm
28990 2011	28995 2011	Small	Oikea	30,5 cm	21,5 cm
28990 2012	28995 2012	Medium	Oikea	32,5 cm	23,2 cm
28990 2013	28995 2013	Large	Oikea	34 cm	25 cm
28391 0011	SoftKIT™, Small				
28391 0012	SoftKIT™, Medium				
28391 0013	SoftKIT™, Large				
28768 0011	Nauhasetti, Small				
28768 0012	Nauhasetti, Medium				
28768 0013	Nauhasetti, Large				

Molemmat mallit ovat saatavana Sovitusortoosi/Not-for-Resale KIT:tinä.