




YPSILON[®]flow



Size	Heel height	Footplate length	Total height
Small	7 mm (1/4")	230 mm (9")	355 mm (14 7/8")
Medium	7 mm (1/4")	245 mm (9 5/8")	365 mm (14 3/8")
Large	7 mm (1/4")	270 mm (10 5/8")	375 mm (14 3/4")
X-Large	7 mm (1/4")	285 mm (11 1/4")	385 mm (15 1/8")

28884 0012 = Pad, Small, Medium, Large
 28884 0014 = Pad, X-Large
 Polyester, Polyethylene.
 28885 0000 Strap, One size
 Nylon, Spandex.

Machine wash warm, gentle cycle, dry flat.
 Do NOT dry clean, bleach, tumble dry, or iron. Use a washing bag.



YPSILON[®]flow

SE

För ytterligare information om utprovning och anpassning av Ypsilon och andra ToeOFF-Family produkter hänvisar vi till den bifogade Professional Instructions som finns i förpackningen. Vi vill uppmana till att gå igenom denna information och Patientinstruktionen som finns i förpackningen tillsammans med patienten/vårdnadshavaren i samband med utprovningen.

GB

More information about fitting and customization of Ypsilon and other members of the ToeOFF-Family can be found in the Professional Instructions included with this product. We encourage that during the fitting session you review this information sheet and the Patient User Instructions, that are also included with this product, with the patient and/or caregiver.

DK

For mere information om afprøvning og tilpasning af Ypsilon og andre ToeOFF-familie produkter, henvises til vedlagte Professional Instruktion som ligger i posen. Vi vil gerne opfordre til at i gå igennem denne information og Patientinstruktionen sammen med patienten/væрге i forbindelse med afprøvning.

NO

For ytterligere informasjon om utprøvning og tilpassing av Ypsilon og andre ToeOFF-Family produkter, henviser vi til "Professional Instructions" som er vedlagt i forpakningen. Vi vil oppfordre dere å gå igjennom denne informasjonen og Pasientinstruksjonen, som finnes i forpakningen, sammen med pasienten/verge i samband med utprøvningen.

FI

Lisätietoja Ypsilonin ja muiden ToeOFF-tuoteperheen tuotteiden sovittamisesta saat tuotteen mukana toimitettavasta Professional Instruktion- ohjekirjasta. Suosittelemme lukemaan nämä ohjeet sekä käymään lävitse Potilas-ohjeet yhdessä asiakkaan/huoltajan kanssa ortoosia sovitettaessa.

NL

Gedetailleerde informatie over de montage en aanpassing van de Ypsilon en andere orthesen uit ToeOFF-Familie vindt u in de bijgevoegde technische instructies. We raden u aan de inhoud van dit Informatieblad en de patiëntbijsluiters tijdens de passing te raadplegen en tevens met de patiënt / verzorger te bespreken.

GE

Detaillierte Informationen zur Montage und Anpassung der Ypsilon sowie weiterer Orthesen aus der ToeOFF-Family entnehmen Sie bitte der beiliegenden technischen Gebrauchsanleitung. Wir empfehlen Ihnen, die Inhalte dieses Informationsblatts sowie der ebenfalls beiliegenden Gebrauchsanleitung für den Patienten während der Anprobe mit dem Patienten/Betreuer zu überprüfen bzw. zu besprechen.

FR

Davantage d'informations sur l'essayage et la personnalisation d'YPSILON et les autres produits de la famille ToeOFF, peuvent être trouvées dans le livret d'instruction pour Professionnels, fourni avec ce produit. Durant la session d'essayage, nous vous encourageons à relire ce livret d'instruction avec le patient et/ou le thérapeute, ainsi que les instructions d'utilisation pour le patient, également fournies avec ce produit.

IT

Maggiori informazioni sull'applicazione e sulla personalizzazione del tutore Ypsilon e degli altri tutori appartenenti alla "famiglia" ToeOFF, si possono trovare nei manuali tecnici contenuti nella confezione di questo e degli altri prodotti della linea. Durante l'applicazione di ognuno di questi tutori suggeriamo di consultare queste informazioni e le informazioni contenute nel "manuale d'uso per il paziente", con il paziente stesso o con il suo "caregiver".

SP

Más información sobre el montaje y la personalización del Ypsilon y otros miembros de la Familia antiequina de ToeOFF se puede encontrar en las Instrucciones de Uso Profesionales incluidos con este producto. Animamos a que durante la sesión de adaptación, a revisar esta hoja informativa y las instrucciones para los pacientes (que también están incluidos con este producto), con el paciente y/o cuidador.



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone: +46 42 25 27 01



Patent:
Ypsilon GE 6028889.5-08, GB 1379201,
IT 1379201, US6887213

allard | **INT**

www.allardint.com

Tel +46 42 25 27 00
Fax +46 42 25 27 25

ALLARD INTERNATIONAL
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg SWEDEN
info@allardint.com