

CAMP®

ComfortPAD™

Vaihtoehtoinen
pehmuste

YPSILON® *flow*



Uusi ratkaisu, jolla
voimme tavoittaa
käyttäjien yksilöllisiä
tarpeita!

ComfortPAD™

ComfortPAD™ toimii kitkanvaimentimena ortoosin ja säären välillä. Pehmeuste myötäilee säären liikkeitä tehden siitä käytännöllisen eri aktiviteettien aikana, kuten juostessa ja pyöräiltäessä. Tämä voi olla myös ratkaisu henkilöille, joiden iho säären alueella on herkkä tai joilla säären luut ovat ulkonevat.

- Helppo pukea ja riisua yhdellä kädellä sekä voit valita kummalle puolelle haluat kiinnitysnauhan sulkea.
- Leveämpi nauha vähentää painaumien syntymisen riskiä.
- Saa ortoosin myötäilemään säärtä hyvin sekä lisää tuennan tuntua ja mukavuutta.
- Vähentää kitkaa ortoosin ja säären välillä aktiviteettien kuten kävelyn, juoksun ja pyöräilyn aikana.

| Tuotenro. | Tuotekuvaus | Koko |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 28886 | Ypsilon®FLOW ComfortPAD | Yksi koko |



Heti kun aloin käyttämään Ypsilon Flow-ortoosia, tuli siitä minun suosikkiortoosini arjessa. Nyt kun olen saanut tämän uuden pehmusteen olen alkanut käyttämään Ypsilon Flow:ta kävellessä, golfatessa ja juostessa. Olen täysin RAKASTUNUT tähän ratkaisuun, sillä sen avulla voin ylläpitää korkeaa aktiivisuustasoa samalla kun se on mukavantuntuinen ja kestävä!


Beth Deloria, GetBackUpToday TeamUP Co-Captain



”Kaksoissukka” periaate
Pitkillä kävelyretkillä käytetään kaksia sukkaa päällekkäin. Tämän avulla kitkaliike syntyy sukien väliin ihon sijaan.



”ComfortPAD” periaate
Kaksi materiaalikerrosta luo kitkaliikkeeseen välitilan, joka vähentää painetta iholle ja sääreen.



Ulkoistettu laboratoriotesti mittasi kahden liukuvan tekstiilimateriaalin välisen kitkakertoimen tulokseksi 0,35 mikä tarkoittaa sitä, että iholle syntyvä kitka väheni n. 25%.