

Säädettävä abduktiotuki

Tukee lantiota lonkan kehityksen aikana lonkan dysplasiassa ja käytetään myös lonkan dislokaation jälkeen vauvoilla. Reisiluut sijoitetaan siten, että reisiluun pää kiinnittyy Acetabulumiin, jotta estetään ei-toivotut liikkeet ja lonkan (sub) luxaation riski.

Ortoosi ohjaa lonkkanivelen 90° koukistus- ja 60° abduktioasentoon.

Ortoosi on tarkoitettu 3 – 12 kk ikäisille lapsille ja voidaan pestä käsin lämpimässä vedessä ja miedolla saippualla.

Käyttöalueet:

Lonkan dysplasia, lonkan dislokaatio tai subluksaatio.



Art.nr	Koko
202910000	Yksi koko