

## TUKEVA LONKKAORTTOOSI



Modulaarinen, yhden koon lonkaortoosi, jota voidaan käyttää joko vasemman- tai oikeanpuoleiseen lonkkaan. Ortoosin lantio- ja reisosat kiinnitetään toisiinsa säädettävällä nivelellä. Ortoosia voidaan säätää siten, että se tarjoaa 0°-90°:n fleksio-eksention 15°:n välein ja 0°, 15° tai 30°:n abduktion. Vyötäröosa tarjoaa lantiolle ja alaselälle tukea sekä siinä on kiristimet, joilla voi säätää kompressiota. Vyötärö on kolmiosainen, mikä helpottaa ortoosin sovittamista esimerkiksi vuodepotilaille.

### Käyttöalueet:

Lonkkaleikkauksen jälkeen. Lonkan kokoproteesin vaihto tai korjaus.  
Lonkan sijoiltaanmeno. Lonkan tekonivelleikkaukseen liittyvät murtumat.  
Lonkanivelen instabiliteetti. Osteoporoosi. Lonkkaproteesien irtoaminen.  
Keskivaikea tai vaikea nivelrikko.



# Maksimaalinen vakaus ja hallinta

## Lonkan osa

joka tukee lannerankaa. Kompressiota säädetään tukinauhojen avulla. Ortoosi on jaettu kolmeen osaan helpottamaan sen.

## Hallittu nivelten liikkuvuus

- Mahdollistaa 15 asteen flexion ja ekstension hallinnan 0-90 asteen välillä.
- Hallittu abduktion 0, 15 ja 30 asteen välillä.
- 5 esivalittua asentoasetusta jotka ovat yksilöllisesti räätälöitävissä.

## Kaksiosainen reisiman- setti kondyliittituella

ohjaa jalankiertoa ja liikkumista kävelyn aikana.

## Avtagbar skyddande stoppning

käyttäjämukavuutta ja vähenevät painetta.

## Kaksi teleskooppi säädetävää tukilevyä

- mahdollistavat ortoosin sopivuuden potilaan pituuden mukaan.

Tuotenro.	Koko	Puoli	Reiden ymärys	Lantion ympärys
28690	Yksi koko	Bilateral	40-65 cm	60-140 cm

**CAMP**<sup>®</sup>  
SCANDINAVIA

Tel  
E-post  
Web

SVERIGE  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

DANMARK  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

FINLAND  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

NORGE  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no