


35219
SELECTION®
FINGERLOOP





EN

Indications: Support for the fingers after e.g. injury, surgery, stable fractures, metacarpal fractures, chronic pain conditions, sprains, joint wear, and contractures.

Contraindications: No known.

Warnings: Check your skin daily. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. The strap should not cover the finger joints.

Material Specification: 100% Nylon

Washing Instruction: Wash by hand
Disposed according to local legislation.

Any serious incident that may occur in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user/or patient is established.

This product should only be altered by a medical professional person.

SE

Indikationer: Avlastning för fingrarna efter t.ex. skada, operation, stabila frakturer; metakarpalfrakturer; kroniska smärttillstånd, stukningar; ledsitage och kontrakturer.

Kontraindikationer: Ingen känd.

Varningar: Kontrollera huden för tryckmärken dagligen. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, ta genast av bandaget. Banden ska inte täcka fingerleden.

Materialspecifikation: 100% Nylon

Tvättinstruktion: Handtvätt
Sorteras enligt lokala föreskrifter.

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. *Denna produkt får endast ändras av en medicinsk utbildad person.*

DK

Indikationer: Støtte til fingrene efter f.eks. skader, kirurgi, stabile frakturer, metakarpal frakturer, kroniske smertetilstande, forstuvninger, slidgigt og kontrakturer.

Kontraindikationer: Ingen kendte

Advarsel: Kontroller dagligt huden for trykmærker. Hvis der opstår irritation eller hudproblemer, skal du straks fjerne bandagen. Båndene bør ikke dække fingerleddet.

Materialepecifikation: 100% Nylon

Vaskeanvisning: Håndvask

Bortskaffes i henhold til lokal lovgivning.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Dette produkt bør kun ændres af en medicinsk uddannet person.

NO

Indikasjoner: Støtte for fingrene etter f.eks. skade, operasjon, stabile frakturer, metakarpfrakturer, kroniske smertetilstander, forstuvninger, leddsletasje og kontrakturer.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Advarsler: Kontroller huden for trykkmerke daglig. Ta straks av ortosen om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer. Båndene skal ikke dekke fingerleddene.

Materialspesifikasjon: 100% Nylon

Vaskeanvisning: Håndvask.

Kildesorteres i henhold til lokale forskrifter.

Eventuelle alvorlige hendelser som har inntruffet i samband med produktet bør rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

Dette produktet må kun tilpasses av helsefaglig kyndig personale.

FI

Käyttöaiheet: Sormien tuenta esim. vamma, leikkaus, vakaat murtumat, kämmenluiden murtumat, krooniset kiputilat, venähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuurat jälkeen.

Vasta-aiheet: Ei tiedossa.

Varoitukset: Tarkista ihosi päivittäin. Jos ilmenee merkkejä ihoärsytyksestä, poista tuki välittömästi.

Materiaalitiedot: 100 % Nailonia

Pesuoheje: Käsinpesu

Hävitetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Kaikista laitteeseen mahdollisesti liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä/tai potilas on sijoittautunut.

Vain terveydenhuollon ammattihenkilö saa muuttaa tätä tuotetta.

| Item No. | Size | Width | Length | Package |
|------------|----------|-------|---------|---------|
| 35219 0000 | One Size | 2 cm | 15,5 cm | 5 pcs |




One patient - multiple use

En patient - flera användningar

Enkelt patient - flergångsbrug

Kun til bruk på en pasient - flergangsbruk

Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja



| | SVERIGE | DENMARK | SUOMI | NORGE | UK/IRELAND | USA | INTERNATIONAL |
|-----|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Tel | 042-25 27 01 | 43 96 66 99 | 09 350 76 30 | 23 23 31 20 | +353 42 932 8177 | 888-678 6548 | +46 42 25 27 01 |
| Fax | 042-25 27 25 | 43 43 22 66 | 09 350 76 388 | 23 23 31 21 | +353 42 932 8182 | 800-289 0809 | +46 42 25 27 25 |
| | info@camp.se | info@camp.dk | info@camp.fi | info@camp.no | info@allarduk.co.uk | info@allardusa.com | info@allardint.com |

Support For Better Life • www.allardsupport.com