

SELECTION® Fingerloop

Kaksoissidos, joka pitää tehokkaasti kaksi sormea tai useampia sormia yhdessä, jotta vahvempi sormi voi auttaa heikompaa sormi tukemaan, suojaamaan ja/tai lisäämään liikelaajuutta.

Voidaan käyttää myös staattisena progressiivisena lastana DIP-nivelen liikelaajuuden lisäämiseksi. Side on tehty kestävästä nopeasti kuivavasta nailonista ja se on helppo leikata yksilöllisen istuvuuden saavuttamiseksi. Yhtä tai useampaa palaa voidaan käyttää samanaikaisesti.

Vaihtoehtoisesti puolivalmis Fingerloop-levy voidaan leikata helposti halutun levyisiksi suikaleiksi.

Käyttöalueet:

loukkaantumisen, leikkauksen tai vakaan murtuman jälkeen, metakarpaaliluun murtumat, krooniset kiputilat, nyrjähdykset, nivelten kuluminen ja kontraktuuran hoidossa.

| Tuotenro. | Malli | Koko | Leveys | Pituus | Pakkauskoko |
|-----------|------------------------------|----------|--------|---------|-------------|
| 352190000 | SELECTION® Fingerloop | One Size | 2 cm | 15.5 cm | 5 |
| 352200000 | SELECTION® Fingerloop Ark | - | 10 cm | 15,5 cm | 1 |

