

SELECTION®

ULNAARIDEVIAATIO-TUKI

Parantaa sormien asentoa paremman käden hallinnan ja toiminnallisen otteen saavuttamiseksi.



- Hengittävä tekstiili
- Ohut ja joustava, ei ylimääräistä materiaalia sormien välillä
- Materiaali on leikattavissa ilman rispaantumista
- Tarranauha kiinnittyy koko ortoosia vasten
- Yhdistettävissä rannetukeen

SELECTION® ULNAARIDEVIAATIO



SELECTION® Ulnaarideviaatituki on tarkoitettu parantamaan sormien asentoa ja siten tukemaan käden hallintaa ja toiminnallista otetta.

Ortoosi tukee niveliä samalla helpottaen kipua. Se antaa tukea MCP- ja PIP-nivelille ja parantaa sormien ekstensorien liikesuuntaa.

Ortoosi on suunniteltu siten, että kangasmateriaali ylettyy reilusti ulnaarisivun ja 5. MCP-nivelen yli ja antaa siten parhaan mahdollisen tuen ja linjauksen ja jakaa painetta.

Tarra voidaan kiinnittää mihin tahansa kohtaan materiaalissa, joten nauhojen kiinnityskohdalle ei ole rajoituksia optimaalisen asennonkorjauksen saavuttamiseksi.

Ortoosi on valmistettu miellyttävästä ja testatusta SELECTION- materiaalista, joka on oman tuotekehityksemme tulos. Ohut ja taipuisa materiaali myötäilee käden muotoa, on ilmava ja hengittää eikä vie tilaa sormien välistä. Materiaali ei rispaannu leikattaessa, jos tuote kaippaa muokkausta.



Koska ortoosi on niin ohut ja taipuisa, voidaan se yhdistää ranneortoosiin kun lisätuki on tarpeen. Matalalämpömuovista (pinnoittamattomat) valmistetut vahvistukset voi kiinnittää suoraan ortoosiin pintaan.

Käyttötarkoitus

Arthroosipotilaat. Ulnaarideviaatio on tyypillinen henkilöillä, joilla on erilaisia inflammatorisia sairauksia, kuten esim. reuma. Selection Ulnaarideviaatitukea voidaan käyttää myös lisätukena yli liikkuville nivelille sekä heikoille lihaksille. Ei saa käyttää kontraktoituneisiin nivelisiin.



Tuotenro. Vasen	Tuotenro. Oikea	Koko	Ympärysmitta MCP 2-5
35218 1010	35218 2010	X-Small	13 - 16 cm
35218 1011	35218 2011	Small	16 - 19 cm
35218 1012	35218 2012	Medium	19 - 22 cm
35218 1013	35218 2013	Large	22 - 25 cm