



SELECTION® RADIALIS SORMIOSA & PEUKALO-OSA


Sormiosa ja Peukalo-osa uutena SELECTION® tuotevalikoimassa. Tuotteet myydään erikseen, jotta ne voidaan yhdistää parhaalla tavalla. Sekä SELECTION® Radialis Peukalo-osa että Sormiosa on tarkoitettu käytettäväksi Radialispareesissa (radialishermon vauriosta johtuva riippukäsi) mahdollistamaan tarttumisote hermon paranemisvaiheen aikana. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä SELECTION® rannetukien 35204, 35205 ja 35209 kanssa.



Kuvassa peukalo-osa liitettyä SELECTION® 35204 rannetukeen.

Tuotenro.	Koko	Puoli	Mitta
35216 1011	Small	Vasen	3 - 4 cm
35216 1013	Large	Vasen	5 - 6 cm
35216 2011	Small	Oikea	3 - 4 cm
35216 2013	Large	Oikea	5 - 6 cm

Mitta: MCP I nivelen keskikohdasta IP I nivelen keskikohtaan.





SELECTION®

RADIALIS

SORMIOSA & PEUKALO-OSA

Radialis Sormiosa on kaksiosainen, mikä helpottaa pukemista ja varmistaa parhaan istuvuuden. Sormiosa kiinnitetään pehmeään kankaaseen ortoosiin selkäpuolelle. Helppo asettaa ja mukava käyttää. Voidaan myös käyttää yhdessä Radialis Peukalo-osan kanssa.



Yläkuvassa sormiosa kiinnitettyä SELECTION® Soft 35204 rannetukeen. Vasemmalla ortoosissa sekä sormiosa että peukalo-osa.

Tuotenro.	Koko	Puoli	Mitta
35217 1011	Small	Vasen	17 - 20 cm
35217 1012	Medium	Vasen	20 - 23 cm
35217 1013	Large	Vasen	23 - 27 cm
35217 2011	Small	Oikea	17 - 20 cm
35217 2012	Medium	Oikea	20 - 23 cm
35217 2013	Large	Oikea	23 - 27 cm

Mitta: MCP 2-5 ympäryys

