

CAMP

PATELLA CAMP

Pehmeä ja
mukavantuntuinen tuki
monille erityyppisille



www.camp.fi

PATELLA-CAMP

Patella-Camp polviortoosi on tarkoitettu antamaan polvilumpiolle lisätukea. Ortoosi on kietaisumallinen ja se jää avonaiseksi polvitaipeesta. Pelotti asetetaan sille puolen polvilumpiota johon halutaan lisätukea ja nauhat kiristetään vastakkaiseen suuntaan.

Käyttöalueet: Kondromalasia patella, patellan luksaation tai subluksaation jälkeen ja patellofemoraalisiin kipuihin.



- Koska tuen molemmat nauhat voidaan säätää erikseen, istuu se hyvin erimuotoisiin ja kokosiin polviin.
- Potilas voi helposti säätää istuvuutta kahden ulomman nauhan avulla ja tuntee tehon heti.
- Voidaan käyttää suoraa ihoa vasten tai sukkahousujen, legginsien ja jne. päällä.
- Avonainen polvitaipeesta.
- Tuki sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. Patellaa voidaan tarpeen mukaan tukea joko lateraaliselta tai mediaaliselta puolelta.

| Tuotenro. | Väri | Vas/Oik | Koko | Polven keskikohdan ympärysmitta |
|------------|-------|-----------|--------|---------------------------------|
| 28679 0012 | Musta | Bilateral | Medium | < 40 cm |
| 28679 0013 | Musta | Bilateral | Large | > 40 cm |