

SELECTION®

Uudenlaiset
kankaiset polvituet!



Minor Wrap



Minor

KÄYTTÖALUEET

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi lievissä polven kiputiloissa, kuten tulehduksissa ja rasisitusvammoissa. Tuki antaa kevyen puristuksen, sekä lämmittää. Tuote on tarkoitettu yksilölliseen käyttöön.

INDIKAATIOT

Rasituksesta johtuva polvikipu, lievät nivelvammat sekä polven venähdykset.

KONTRAINDIKAATIOT

Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL-murtumat. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.

KÄYTTÖALUEET

Tämä tuote on tarkoitettu patellaan kohdistuvien ongelmien hoitoon. Luksoituneen/subluksoituneet patellan hoitoon, kun pelotti asetetaan mediaalisesti tai lateraalisesti. Polvinivelen kiputiloissa, Schlatterin taudissa, Jumpers Knee:ssä tai vastaavissa hoidoissa, missä pelotti asetetaan patellan alapuolelle. Tuki antaa kevyen puristuksen, sekä lämmittää. Tuote on tarkoitettu yksilölliseen käyttöön.

INDIKAATIOT

Luksoitunut patella, yli liikkuvuus, tulehdukset, Schlatterin tauti, Jumpers Knee, patellofemoraaliset kiputilat.

KONTRAINDIKAATIOT

Ei tunnettuja. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.



Patella



Optima



Optima Wrap

KÄYTTÖALUEET

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi polvinivelen eri kiputiloissa. Tuki on monitoiminnallinen ja yhdistelemällä sitä eri tavoin voidaan sen käyttöalueita laajentaa. Tuki antaa kevyen puristuksen, sekä lämmittää. Tuote on tarkoitettu yksilölliseen käyttöön.

INDIKAATIOT

Lievät/kohtalaiset polven venähdykset, MCL/LCL instabiliteetit, ACL instabiliteetit, lievissä gonartrooseissa, postoperatiivisesti.

KONTRAINDIKAATIOT

Vaikeat polvivammat kuten ACL/PCL-murtumat. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertöhäiriöitä.

CAMP®
SCANDINAVIA

SUPPORT FOR BETTER LIFE



Minor



Optima




Patella

SELECTION®

SELECTION polvitukiä kokomitoitus on rakennettu niin, että tuet istuvat mahdollisimman monenkokoiseen jalkaan. Koko määritellään kolmen mitan perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.

Kahdessa avattavassa mallissa on myös saatavilla PLUS kokoja kun tarvitaan isompaa reiden ympärystä.

SELECTION® Minor SELECTION® Optima SELECTION® Patella




Minor	Optima	Patella	Koko	15 cm polven alapuolelta	Polven keski-kohta cm	15 cm polven yläpuolelta cm
35700 0010	35702 0010	35704 0010	X-Small	28-31	30-33	34-39
35700 0011	35702 0011	35704 0011	Small	31-34	33-36	39-43
35700 0012	35702 0012	35704 0012	Medium	34-37	36-39	43-47
35700 0013	35702 0013	35704 0013	Large	37-40	39-42	47-51
35700 0014	35702 0014	35704 0014	X-Large	40-43	42-46	51-56



Minor Wrap

Optima Wrap

SELECTION® Minor Wrap SELECTION® Optima Wrap



Minor Wrap	Optima Wrap	Koko	15 cm polven alapuolelta	Polven keski-kohta	15 cm polven yläpuolelta
35701 0010	35703 0010	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
35701 0011	35703 0011	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
35701 0115	35703 0115	Small plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
35701 0012	35703 0012	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
35701 0125	35703 0125	Medium plus	31-34 cm	33-36 cm	4-48 cm
35701 0013	35703 0013	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
35701 0135	35703 0135	Large plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
35701 0014	35703 0014	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
35701 0145	35703 0145	X-Large plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no

