

Vista® Collar

Aspen Vista® -kaularankaortoosi rajoittaa liikettä optimaalisesti ja auttaa samalla suojaamaan ihovaurioilta ja nopeuttaa potilaan kuntoutumista. Patentoidun korkeudensäätötekniologian ansiosta yhden koon ortoosi tarjoaa kuusi korkeudensäätö mahdollisuutta. Näin ortoosi mukautuu helposti erilaisille potilaille ja mahdollistavat yksinkertaiset säädöt hoidon aikana.

Aspenin ainutlaatuisien muotoutuvien Cushion Flex Tabs™ -reunojen ansiosta kaularangan tuki voidaan muokata kullekin potilaalle sopivaksi. Säätämällä Occipital Support Strap™ -tukihihnaa ortoosi mukautuu entisestään luomalla säädettävän, kolmiulotteisen tukirakenteen, joka suojaa takaraivoa. Erittäin suuri trachea-aukko tarjoaa pääsyn hengitysteiden alueelle, josta voidaan suorittaa toimenpiteitä.

Puuvillavuorattu, hypoallergeeninen, avosoluinen vaahtomuovipehmuste siirtää kosteuden pois iholta ja antaa ilmavirran kuivata mahdollisen kosteuden. Tiheä, palautuva vaahtomuovi antaa lisäpehmusteen ihon rikkoutumisen estämiseksi.

Käyttöalueet

Dekompressiohoito, murtumien hoito, postoperatiivinen stabilointi, Piiskaniskuvammat (whiplash), nyrjähdykset/venähdykset, kaularangan kipu, kaularangan välilevyn oireyhtymä, tuki- ja liikuntaelinten kipu, radikulopatia.



Tuotenro.	Malli	Koko
984000000	Vista Kaularangantuki	Yksi koko
984002000	Vista Kaularangantuki, Vaihtopehmustesetti	Yksi koko
984020000	Vista Kaularangantuki Vaihtopehmusteet	Standard
984006000	Vista Kaularangantuki Takapaneeli	Standard
984008000	Vista Kaularangantuki Takapaneeli	Large
984028000	Vista Kaularangantuki Takapaneeli Vaihtopehmusteet	Large

©Camp Scandinavia_1224_rev.01



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no