

VRTX LSO

VRTX LSO tarjoaa vartalon vakaata tuentaa ja kohdennettua kompressiota. Ortoosi on suunniteltu tukemaan traumapotilaiden lannerankaa. Ortoosi soveltuu myös leikkauksen jälkeisille potilaille. VRTX LSO:n kaksiosainen kuorimainen muotoilu helpottaa ortoosin yksilöllistä muotoilua. Ortoosi vähentää potilaan kääntämisestä aiheutuvaa riskiä kun ortoosi asetetaan paikoilleen. Ortoosissa on sisäänrakennetut sivupaneelit, joita voidaan suurentaa ja kaventaa. Tämä mahdollistaa ortoosin sopivuuden usealle eri potilaalle. SlickTrack-teknologia toimii kompression säätönä jonka voidaan mukauttaa potilaan tarpeiden mukaan. Puuvillavuorattu, hypoallergeeninen, avosoluinen vaahtomuovipehmuste siirtää kosteuden pois iholta ja mahdollistaa ilmvirtauksen, joka kuivattaa mahdollisen kosteuden. Tiheä, palautettava vaahtomuovi antaa lisäpehmusteen ihon rikkoutumisen estämiseksi. VRTX LSO voidaan helposti muuttaa TLSO:ksi tai CTLSO:ksi osana VRTX-tuoteperhettä.

Käyttöalueet

Postoperatiivinen tuki, Kuntoutumaton vartalon lihaksisto, Laminektomian jälkeinen oireyhtymä, Kirurgiset dekompressiotoimenpiteet, Ei-kirurgiset dekompressiotoimenpiteet, Degeneratiivinen välilevysairaus, Pullistuma tai välilevytyrä, Epäspesifinen alaselkäkipu, Krooninen alaselkäkipu, Murtumien hoito, Spondylolisteesi, Selkärangan ahtaus, Nivelsiteiden nyrjähdykset / lihasten venähdykset, Spondyloosi (nivelrikko / nivelten rappeutumissairaus), Facet-oireyhtymä, SI-häiriö, sakroiliitti, radikulopatia, injektiot, radiotaajuusablaatio, lannerangan multifiduslihaksen atrofia.



Tuotenro.	Malli	Koko	Ympärysmitta	Takaosan korkeus	Etuosan korkeus
480850010	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	39,37 cm	20,32 cm
480850012	VRTX LSO	Standard	78,7-127 cm	44,45 cm	25,4 cm
480850014	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	49,53 cm	25,4 cm
480860010	VRTX LSO Ekstra polstring for nedre del av ryggraden	X-Small	112-150 cm	41 cm	
480860012	VRTX LSO Ekstra polstring for nedre del av ryggraden	Standard			
480860014	VRTX LSO Ekstra polstring for nedre del av ryggraden	X-large	28-34 cm		