

Summit 637

Aspen Summit 637 on jäykkä LSO-ortoosi. Ortoosi on suunniteltu rajoittamaan liikettä lannerangan alueella. Ortoosi enemmän tarjoaa laajemman tuennan verrattuna Summit 631:een.

Kiinteä mutta joustava selkäpaneeli mukautuu luonnollisesti potilaan lordoosiin tarjoten lisää rakenteellista tukea, ja Aspenin Super SlickTrack™ -kiristysjärjestelmän ansiosta ortoosin ylä- ja alapuolen kiristys on helppoa. Kompressiota voidaan kohdistaa potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sure Slot™ -mitoitussjärjestelmä tarjoaa useita kokoja yhdessä ortoosissa. Ortoosin eri osat ovat helposti irrotettavissa, ja ne voidaan lämpömuovata, taivuttaa tai leikata potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valitse Summit 456 TLSO, Summit 637 LSO ja Summit 631 LSO -mallien välillä vaaditun liikerajoituksen asteen mukaan. Jokainen ortoosi on saatavana säädettävänä yhdessä koossa tai alkuperäiskoossaan (631 LSO:ta on vain yhtä kokoa).

Käyttöalueet

Leikkauksen jälkeinen tuki, huonokuntoiset vartalon lihakset, laminaektomian jälkeinen oireyhtymä, kirurgiset dekompressiotoimenpiteet, ei-kirurgiset dekompressiotoimenpiteet, degeneratiivinen välilevysairaus, pullistuma tai välilevytyrä, epäspesifinen alaselkäkipu, krooninen alaselkäkipu, murtumien hoito, Spondylolyysi, spondylolisteesi, selkärangan ahtauma, nivelsiteiden venähdykset/lihasten venähdykset, spondyloosi (nivelrikko/degeneratiivinen nivelsairaus), fasettioireyhtymä, SI-dysfunktio, sakroiliitti, radikulopatia, injektiot, radiotaajuusablaatio, lannerangan multifidus-lihasatrofia.



Tuotenro.	Malli	Koko	Vyötärön ympäryys
481030000	SUMMIT 637 LSO Säädettävä	One Size	66-152 cm
481040011	Summit 637	Small	66-86 cm
481040012	Summit 637	Medium	84-107 cm
481040013	Summit 637	Large	104-130 cm
481040014	Summit 637	X-large	127-152 cm
481090000	Laajennuspaneeli	-	-

©Camp Scandinavia_0225_rev.01



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no