

ABC Tuotekuvasto

Rintaproteesit ja rintaproteesilivit



FILOSOFIAMME



Pyrkimyksemme on antaa rintasyöpäleikatuille naisille niin hyvät olosuhteet kuin mahdollista ja siksi Camp Scandinavia haluaa tehdä yhteistyötä ABC:n kanssa pohjoismaisilla markkinoilla. ABC on voimakkaasti sitoutunut, innovatiivinen tuotekehityksessään ja asiakkaitaan kuunteleva yritys. ABC:n tavoitteet ja toiminta ovat samankaltaiset kuin Camp Scandinavialla.

Camp Scandinavian Filosofia

Camp Scandinavia on innovatiivinen perheomisteinen yritys ja kansainvälisesti tunnettu omista tuotteistaan ortoosialalla. Pohjoismaisilla kotimarkkinoilla ortopediteknikka muodostaa toiminnan pohjan. Luovuus ja osaavuus vahvistavat osaltaan markkina-asemaamme.

ABC Philosophy

American Breast Care is dedicated to helping women lead fuller lives after breast surgery. By listening to our customers needs, we develop the most innovative, high-quality products and services.

Our passionate team of dependable professionals is committed to earning the trust of our customers and the confidence of the women we serve.

Sisällysluettelo

Sivu	Sisällys
2	ABC & Camp Scandinavia filosofia
3	Sisällysluettelo
4	ABC Laatutakuu
5	ABC Proteesit
6	Leikkauksen jälkeiset ensiproteesit ja proteesirintaliivit
7	Ensiproteesit
8	Diamond-sarja
9	Diamond Attach
10	Diamond/Diamond Classic
11	Massage Form-sarja
12	Massage Form tutkimus
13	Massage Form Silhouette
14	Massage Form Super Soft / Tawny Massage Form Super Soft
15	Massage Form Attach / Puhdistusaine Massage Form Attach mallille / Massage Form Triangle
16	Kevytproteesit
17	Symmetric Lightweigh / Swimform
18	Classic Triangle Air / Symmetric Air
19	Classic Triangle Light / Classic Triangle Standard
20	MyShape RFS / Basic Triangle Lightweight
21	Flowable Back Asymmetric
22	Teardrop Standard / Triangle Light
24	Osaproteesit
25	Elliptical Shaper / Massage Form Shaper Attach
26	Diamond Shaper / Triangle Shaper
27	Massage Form Shaper / Teardrop Standard Shaper
28	Rintaliivit
29	Kalena Toppi
30	Lace Cami Soft Rintaliivi
31	Massage Rintaliivi
32	Embrace Rintaliivi
33	Petit T-Paita Rintaliivi
34	Femina Rintaliivi
35	Satin Trim T-shirt Rintaliivi
36	Leisure Rintaliivi
37	Kompressioliivi/Vyö kompressioliiville
38	Active Recovery BH
39	Ohjeita rintaliivin sovitukseseen
40	Muut tuotteet
41	Kokotaulukko
42	Rintaliivien yhteenveto
43	Yleinen informaatio

ABC Laatutakuu

Laadunvalvonta

Kaikki ABC-rintaproteesit tarkistetaan henkilökohtaisesti laadunvalvonnassa. Tehtaan tuotannosta vastaa laadunvalvoja ja hän seuraa ja kontrolloi prosessia askel askeleelta raaka-aineista valmiiksi rintaproteesiksi.

Vasta tämän tarkan kontrollin jälkeen hän allekirjoittaa takuukortin ja varmistaa näin, että asiakas voi olla varma siitä, että tuote edustaa parasta mahdollista laatua.




ABC LAUKKU

Kaikki ABC:n proteesit ja osaproteesit toimitetaan kauniissa naisellisessä roosan värisessä laukussa.

Laukku suojaa rintaproteesia ja on täydellinen säilytykseen tai matkoille.

ABC Proteesit

Diagrammi: Rintaproteesin pehmeys verrattuna luonnolliseen rintaan.



Yhtä pehmeä kuin luonnollinen rinta

Rintaproteesien pehmeys verrattuna naisten rintakudokseen oli osana tieteellistä tutkimusta Münchenin yliopiston Applied Sciences tiedekunnassa. Kolmen valmistajan tämänhetkisestä rintaproteesivalikoimasta valittiin rintaproteesit vertailuun. Tätä varten kehitettiin painesensoreilla mittaussyksikkö, joka painoi koehenkilöiden rinta ja proteeseja 40 mm syvyyteen ja simuloi näin painetta.

Grafiikka osoittaa, että ABC-proteesien pehmeys on ylivoimaisesti paras suhteessa verrokkeihin.

LEIKKAUKSEN JÄLKEISET ENSIPROTEESIT JA PROTEESIRINTALIIVIT

Hyvä leikkauksen jälkeinen hoito

Täällä löydät tuotteet optimaaliseen leikkauksen jälkeiseen hoitoon.

Leisure rintaliivit

Edestä kiinnitettävä malli
Valkoinen, Harma



First Form Fiberfill Koko S-XXL



First Filler Koko S-XXL



Kompressioliivi Kompressiovyö

Valkoinen, beige, musta



Active Recovery kompressioliivi Roosa




Kalena Linne

Musta ja vaaleanpunainen



First Form Koko 1-12



Ensiproteesit

10916 - First Form

Naisille, jotka toivovat pehmeää ja kevyttä proteesia leikkauksen jälkeen sekä myöhemminkin

- Ensiproteesi, joka on valmistettu "muistivaahdosta".
- Erittäin kevyt.
- Ei paina rintakehää.
- Voidaan myös käyttää urheilussa ja vapaa-ajalla (ei kuitenkaan kylvyssä).

Koko: 1-12



10909 - First Form Fiberfill

Pehmeä ja kevyt proteesi ilman näkyviä saumoja ensimmäisille päiville leikkauksen jälkeen, kun iho on tuntoherkkä eikä ole täysin parantunut. Täyteläisyyttä voi säätää vanun avulla.

- Pehmeä ensiproteesi.
- Vanutäytteen avulla saatava yksilöllinen istuvuus.
- Saumaton kuppi.
- Takapinta valmistettu pehmeästä, mukavantuntuisesta puuvillasta.
- Etuosa on täysin sileä ja sopii useimpiin rintaliiveihin.

Koko: S, M, L, XL, XXL



10910 - First Filler

Pehmeä ja kevyt proteesi ensimmäisille päiville leikkauksen jälkeen, kun iho on tuntoherkkä eikä ole täysin parantunut. Täyteläisyyttä voi säätää vanun avulla.

- Pehmeä ensiproteesi.
- Vanutäytteen avulla saatava yksilöllinen istuvuus.
- Takapinta valmistettu pehmeästä, mukavantuntuisesta puuvillasta.

Koko: S, M, L, XL, XXL



Diamond-sarja

ABC-DIAMOND - Leveämpi malli


Diamond-proteesien leveämpi malli ja muoto tekevät sarjasta ainutlaatuisen.



ABC-DIAMOND - ihanteellisesti ilmankiertoa edistävät ominaisuudet

Münchenin "Institut für angewandte Ergonomie" suoritti tutkimuksen, joka osoittaa Diamond proteesin positiiviset vaikutukset.

Lämpökuvaa osoittaa selvästi kuinka ilmankiertoa edistävät kanavat toimivat. Lämmin ilma kulkeutuu kanavia pitkin ulos ja viileää ilmaa virtaa sisään.



Tämän avulla kosteuspitoisuus ja lämpötila pysyvät samana estäen hieneritystä. Parempi ilmankierto auttaa myös rintaliivissä olevia taskuja pysymään kuivina ja niiden käyttäjää säilyttämään raikkaan olon koko päivän ajan.



Diamond-sarja

Sarjassa on neljä eri proteesimallia, jotka varmistavat parhaan sovitustuloksen ja istuvuuden.



10487 - Diamond Attach

Suosituin proteesimme on nyt saatavissa ihoon kiinnittyvänä proteesina

- Diamond Attach on symmetrinen kontaktiproteesi, jossa proteesin takapinnan timanttikuviointi kevyesti hieroo ihoa.
- Kiinnitetään suoraan iholle, jolloin voit käyttää tavallisia rintaliivejä ja asusteita.
- Proteesissa on leveä pohja ja pehmeästi pyöristetty yläosa, jolloin se istuu erittäin hyvin useissa liiveissä.
- Proteesin silikoni on samaa halattavan pehmeää materiaalia kuin muissakin parhaissa malleissamme.
- Diamond Attach soveltuu erinomaisesti aktiiviseen ja liikunnalliseen elämään.
- Toimitetaan elegantissa ja naisellisessa Velour-laukussa, joka soveltuu tuotteen säilytykseen ja kuljettamiseen.

Koot: 2 - 11

Paino: noin 25% kevennetty



Kiinnittyvän proteesin puhdistus- ja hoito-ohjeet löytyvät sivulta 15.

Diamond-sarja

I0287 - Diamond

Pidetty matalaprofiilinen malli, joka pysyy viileämpänä ja kuivempänä aktiviteeteissä

- Diamond rintaproteesissa on ainutlaatuinen leveä alaosa ja pehmeä pyöristetty yläosa, joka istuu hyvin useimpiin rintaliiveihin.
- Proteesin takaosan timanttikuviointit antavat viileän tunteen.
- Proteesissa on sama pehmeä ja "halattava" silikoni kuin muissakin pidetyissä proteeseissamme.
- Proteesi soveltuu hyvin eri aktiviteetteihin ja urheiluun.
- Toimitetaan uudessa elegantissa naisellisessa veluurilaukussa, joka on ihanteellinen säilytykseen ja kuljetukseen.

Koko: I - 12

Paino: noin 25 % kevyempi



I0288 - Diamond Classic

Pidetty malli keskitäyteläisellä profiililla, joka pysyy viileämpänä ja kuivempänä aktiviteettien yhteydessä

- Diamond rintaproteesissa on ainutlaatuinen leveä alaosa ja pehmeä pyöristetty yläosa, joka istuu hyvin useimpiin rintaliiveihin.
- Proteesissa takaosassa olevat timanttikuviointit tuntuvat viileältä.
- Proteesissa on sama pehmeä ja "halattava" silikoni kuin muissakin pidetyissä proteeseissamme.
- Proteesi soveltuu hyvin eri aktiviteetteihin ja urheiluun.
- Toimitetaan uudessa elegantissa naisellisessa veluurilaukussa, joka on ihanteellinen säilytykseen ja kuljetukseen.


Koko: I - 12

Paino: noin 25 % kevyempi



Massage Form-sarja

Sarjassa on kolme eri proteesimallia, jotka varmistavat parhaan sovitustuloksen ja istuvuuden.



Massage Form tutkimus

Prof. Dr. Kurz

ABC:n uusi hierova proteesi on rakenteeltaan täysin uudenlainen vaihtoehto. Sisäpuolella olevat kanavat hierovat rintaa kevyesti ja auttavat ihoa hengittämään ja pysymään viileänä.


Sisäpuolella olevat kanavat auttavat myös proteesia pysymään paikoillaan.



Tutkimus

Professori B. Kurz toteutti (Münchenin korkeakoulu, Insinöörien koulutusohjelma) vertailevan tapaustutkimuksen, johon osallistui kaksi bilateraalisesti operoitua naista. He saivat käyttää toisella puolella ABC:n hierovaa proteesia ja toisella siivekkeellistä kevytsilikoniproteesia. Proteesien sisäpinnalle oli asetettu sensorit kosteuden mittaamista varten.

Mittaustulokset suoritettiin kolmessa eri vaiheessa: Vaihe 1 = istuen 15 minuuttia, Vaihe 2 = nopea kävely 20 minuuttia, Vaihe 3 = istuen 15 minuuttia



Massage Form-sarja

10295 - Massage Form Silhouette

Pisaranmuotoinen proteesi, jossa on pyöreämpi alaosa ja matalampi yläosa hieroen kevyesti rintakehää



- Sisäpinnalla olevat kanavat varmistavat kevyen hierovan tunteen käytön aikana. Sopii mm. naisille, joilla on lymfödeema tai lymfödeeman riski.
- Kanavien avulla ilma kiertää ihon ja proteesin välissä auttaen ihoa hengittämään ja pitäen sen viileänä.
- Proteesin profiili on matalampi yläosassa ja täyteläisempi alaosassa. Malli on pisaranmuotoinen ja siinä on pyöristetty alaosa.
- Proteesi on pehmeä ja sileä.
- Sopiva lymfödeemassa.



Koko: I - 14

Paino: noin 25 % kevyempi



Massage Form-sarja

I0275 - Massage Form Super Soft

I0276 - Tawny Massage Form Super Soft

Rintakehää kevyesti hierova proteesi naisille, jotka haluavat pehmeän kolmioproteesin

- Pehmeä, kolmiomallinen proteesi.
- Sisäpinnan kanavat hierovat kevyesti rintakehää.
- Proteesi sopii erityisesti naisille, joilla on lymfaödeema tai riski lymfaödeemaan.
- Kanavat auttavat ihoa hengittämään ja pysymään viileänä.

Koko: I - 14

Paino: noin 25 % kevyempi




I0245 - Massage Form Triangle

Proteesi naisille, joilla on lymfaturvotuksen riski tai joilla on lymfedeema. Proteesi sopii hyvin käytettäväksi urheiltaessa ja muissa aktiviteeteissa.

- Symmetrinen rintaproteesi, joka tarjoaa hellävaraista hierontaa käytön aikana.
- Proteesin takaosassa olevat kanavat hierovat rinnan seinämää ja päästävät ilman kiertämään, jotta iho tuntuu viileältä ja voi hengittää.
- Proteesi soveltuu naisille joilla on lymfedeema.
- Erityisen selkänojan ansiosta proteesi istuu tukevasti rintaa vasten. Etupuoli on valmistettu erityisen pehmeästä silikonista, joka antaa luonnollisen profiilin.
- Proteesi sopii parhaiten keskikokoiselle tai täydelle rintakehälle.

Koko: I - 12

Paino: noin 20 % kevyempi



Uutuus!



Massage Form-sarja

10475 - Massage Form Attach

Itsekiinnittyvä kolmiomallinen proteesi, joka hieroo kevyesti rintakehää

- Pehmeä iholle kiinnittyvä kolmiomallinen proteesi.
- Kanavat proteesin takana hierovat kevyesti rintakehää.
- Kanavat auttavat ihoa hengittämään ja pysymään viileänä.
- Mukailee vartalon liikkeitä.
- Keventää hartioiden rasitusta - etenkin jos on lymfödeeman riski tai suurempi rinnan koko.
- Sopii kaikenlaisten vaatteiden alle antaen lisää varmuutta.

Koko: I - 12

Paino: noin 25 % kevyempi

Itsekiinnittyvä!



22925 - Puhdistusaine Attach mallille (1 tuubi)

Erityisvalmisteinen nestemäinen puhdistusaine, joka puhdistaa hellävaraisesti Massageform Attachin & Diamond Attach itsekiinnittyvän pinnan liasta. Riittää 250 käyttökertaan.

Puhdistusaine vaahdotetaan pienellä määrällä vettä, hierotaan itsekiinnittyvälle pinnalle ja huuhdotaan pois. Puhdistaminen aktivoi pinnan tarttuvuuden tehokkaasti.



Päivittäinen puhdistus haalealla vedellä ja miedolla saippualla.



Asetetaan säilytyslaukkuun kuivumaan tai kuivatetaan hiustenkuivaajalla kylmällä puhalluksella.



Kiinnitä muovisuoja tahmealle pinnalle silloin kun rintaproteesia ei käytetä.

Itsekiinnittyvä



Kevytproteesit

Lymfaödeemassa tai osteoporoosissa kuormitusta vähentävä,
soveltuu hyvin urheiluun ja aktiviteetteihin.

Symmetric
Air



Symmetric
Lightweight



Classic
Triangle Air



Bekväma vid
lymfödem

Basic Triangle
Lightweight



Perusvalikoima

I0282 - Symmetric Lightweight

Kevyt, timantin muotoinen malli naisille, joilla on pienet tai keskikokoiset rinnat.

- Valmistettu kevytsilikonista, joka soveltuu hyvin naisille joilla on hartia ja selkäongelmia.
- Tuotteen muotoilu täyttää liivien kupin täydellisesti.
- Symmetrinen muotoilu mahdollistaa tuotteen käytön vasemmalla ja oikealla puolella.

Koko: I -12

Paino: noin 25% kevyempi



I0277 - Swimform

Uintiproteesi, joka on valmistettu kevytsilikonista. Proteesi soveltuu parhaiten käytettäväksi, kylpemisen, uinnin ja vesiturheilun aikana.

- Proteesi kestää kaikenlaisia uimavettä: kloorattua, sekä makeaa ja suolaista vettä.
- Valmistettu erityisesti sopimaan kaikenlaisiin uimapukuihin.
- Valmistettu erityisesti sopimaan kaikenlaisiin uimapukuihin.
- Symmetrinen muotoilu, joka sopii sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
- Toimitetaan kauniissa satiinisessa säilytuspussissa.

Koko: I -12



10271 - Classic Triangle Air

Ultrakevyt rintaproteesi aktiivisille isorintaisille naisille

Kevyin proteesimme keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin



- Kolmiomallinen proteesi, jossa on leveä alaosa sopii keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin.
- Täyttää rintaliivin kupin täydellisesti.
- Näyttää luonnolliselle ja on mukavan tuntuinen päällä.
- Sopii lymfäödeeman yhteydessä käytettäväksi.



Koko: 1 -12

Paino: noin 42 % kevyempi

10281 - Symmetric Air

Ultrakevyt „Air Light Silikonista“ valmistettu proteesi naisille, joilla on keskitäyteläiset rinnat.



- Proteesi on valmistettu ainutlaatuisesta „Air Light“ silikonista, joka on hyvin kevyttä.
- Muoto on sama kuin pidetyissä Diamond-proteeseissa, jotka sopivat lähes kaikkiin rintaliivimalleihin.
- Aktiivisille naisille, joilla on keskitäyteläiset rinnat.
- Sopiva lymfäödeeman yhteydessä.



Koko: 1 -12

Paino: noin 42 % kevyempi

I0272 - Classic Triangle Light

Kevyt, kolmiomallinen proteesi keskitäyteläisellä profiililla.

- Leveä malli.
- Täyttää rintaliivin kupin täydellisesti.
- On luonnollisen näköinen ja mukavan tuntuinen.
- Pehmeä mattapintainen proteesi tuntuu miellyttävältä iholla.

Koko: I -I4

Paino: noin 30 % kevyempi



I0274 - Classic Triangle Standard

Kolmiomallinen proteesi sopii naisille, jotka kaipaavat tasapainon tunnetta molemmille puolille

- Standardisilikonista valmistettu malli vastaa normaalia painoa.
- Kolmiomallinen proteesi sopii pienemmästä keskitäyteläiseen profilliin.
- Leveä malli.
- Täyttää rintaliivin kupin täydellisesti.
- Luonnollisen näköinen ja mukavan tuntuinen.

Koko: I -I2

Paino: Normaali paino



Perusvalikoima

I0266 - MyShape RFS (Pyöreys, täyteläisyys, muoto)

Proteesi naisille, joilla on arpia tai ihon epätasaisuuksia.

- Erityinen muotoiltava Amandasil silikoni takapinnassa muotoutuu arven ja epätasaisuuksien ympärille.
- Sopii täydellisesti, jos rinnat ovat yläosastaan hiukan vähemmän täyteläiset, mutta alaosasta täyteläisemmät.
- Täyttää rintaliivien kupin luonnollisesti.
- Pyöreä alaosan muotoilu tukee mallin istuvuutta useimpiin rintaliivimalleihin.

Koko: 3 - 14

Paino: noin 30 % kevyempi



Keskitäyteläisestä täyteläiseen.

I0142 - Basic Triangle Lightweight

Erityisen kevyt rintaproteesi isorintaisille naisille

- Kolmiomallinen proteesi, jossa on leveä alaosa sopii keskitäyteläisestä täyteläiseen profilliin.
- Väri "tan" on kaunis vaaleanruskea ihonsävy.
- Täyttää rintaliivien kupin täydellisesti.
- Näyttää luonnolliselta ja on mukavan tuntuinen päällä.
- Käy myös aktiivisille naisille.
- Sopii lymfaödeeman yhteydessä käytettäväksi.

Uusi luonnollinen ihonväri!



Keskitäyteläisestä täyteläiseen

Koko: 1 - 17

Paino: noin 30 % kevyempi



I0222 - Asymmetric Light

Naisille, jotka tarvitsevat asymmetristä mallia ja täytettä myös kainaloalueelle

- Asymmetrinen proteesi keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin.
- Proteesi täyttää myös kainaloalueen.
- Keskitäyteläinen ja täyteläinen profiili.
- Pehmeä mattapinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.

Koko: I-12, vasen tai oikea

Paino: noin 30 % kevyempi



Perusvalikoima

I0040 - Teardrop Standard

Naisille, jotka tarvitsevat pisaranmuotoista proteesia keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin

- Proteesi on kapea.
- Tasapainoa molemmille puolille.
- Malli voidaan asettaa vaaka- tai pystysuoraan parhaan istuvuuden varmistamiseksi
- Valmistettu standardisilikonista tarjoten luonnollisen painon.

Koko: 1 -12

Paino: Normaali painoinen



I0242 - Triangle Light

Kevyempi malli naisille, jotka tarvitsevat symmetristä muotoa keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin

- Kolmiomallinen proteesi keskitäyteläisestä täyteläiseen profiiliin.
- Kapea malli.
- Tarjolla useita kokoja.
- Pehmeä mattapinta tuntuu miellyttävältä ihoa vasten.

useita eri kokoja!



Koko: 0 - 18

Paino: noin 30 % kevyempi



Osaproteesit

Rintojen koko voi muuttua turvotuksen laskiessa, paino saattaa muuttua tai korjausleikkaus ei ole täysin onnistunut.



Osaproteesit

11212 - Elliptical Shaper

Naisille, joilta on poistettu osa rintaa ja tarvitaan täytettä etenkin rintaliivin alaosaan

- Proteesi luo symmetriaa osapoiston tai korjausleikkauksen jälkeen.
- Sopii kaikkiin rintaliivityyppeihin ja uimapukuihin.
- Proteesissa on kerros tukevaa hyvin muotonsa säilyttävää silikonia, joka toimii myös vedessä.
- Alapuoli on hieman paksumpi, mikä auttaa tasoittamaan epämuotoisuutta. Yläpuoli on reunoilta ohuempi, jonka ansiosta proteesi istuu tasaisesti ilman näkyviä varjoja.
- Voidaan myös käyttää, kun halutaan parantaa rintaliivin istuvuutta.
- Sopii käytettäväksi molemmilla puolilla.

Koko: 2, 4, 6, 8



11485 - Massage Form Shaper Attach

Naisille, jotka haluavat itsekiinnittyvän kuoriproteesin hierovin ominaisuuksin

- Ihoon kiinnittyvä rintaproteesi
- Sisäpinnalla olevat kanavat syleilevät hellästi rintakehää sekä antavat kevyen hierovan tunteen.
- Mukaillee vartaloa liikkeessa.
- Keventää hartioiden rasitusta - erityisesti jos on lymfaödeema tai suuret rinnat.
- Sopii kaikenlaisten vaatteiden alle.
- Antaa lisää varmuutta.

Koko: 4 - 12




Osaproteesit

I 1287 - Diamond Shaper

Naisille, jotka leikkauksen tai korjausleikkauksen jälkeen tarvitsevat täytettä rinnan keskiosaan symmetrisyyden saavuttamiseksi

- Diamond Shaper on kuoriproteesi/osaproteesi, joka on keskeltä täyteläisempi.
- Siinä on ohuimmat reunat, jotka antavat tukea ilman päälle näkyviä rajoja.
- Timanttikuvioidut tyynyt sisäpuolella edistävät ilmankiertoa ja antavat viileän, mukavan tunteen ihon ja proteesin välille.
- Pidetty timanttimalli sopii useimpiin rintaliivimalleihin.
- Isorintaisille naisille toimiva.



Koko: I -12

I 1201 - Triangle Shaper

Ohut kuoriproteesi naisille, jotka haluavat, että molemmat rinnat ovat yhtäläiset leikkauksen tai korjausleikkauksen jälkeen. Symmetrian saavuttamiseksi

- Ohut kolmiomallinen kuoriproteesi, joka peittää koko alan.
- Ohuet reunat, jonka ansiosta proteesi muotoutuu tasaisesti ilman näkyviä rajoja.
- Naisille, joiden rinnat ovat erisuuruiset.

*Ohuin
kuoriproteesimme*




Koko: I -10

I 1285 - Massage Form Shaper

Naisille, jotka toivovat hiukan täyteläisempää kuoriproteesia ja haluavat viileän ja mukavan tuntuisen proteesin

- Sisäpuolella olevat kanavat auttavat ihoa hengittämään ja lisäävät mukavuuden tuntua.
- Antaa keyyen hierovan tunteen rintakehälle.
- Pehmeä malli muotoutuu hyvin vartaloa vasten.
- Ohuet reunat, jonka ansiosta proteesi muotoutuu tasaisesti ilman näkyviä rajoja.
- Sopii mm. naisille, joilla on lymfödeema




Koko: I - 12

I 1204 - Teardrop Standard Shaper

Naisille, jotka tarvitsevat kapean pisaran mallisen kuoriproteesin

- Naisille, joilla on erikokoiset rinnat.
- Pisaranmallinen kapea kuoriproteesi keskitäyteläiselle profiilille.
- Malli, joka voidaan asettaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti parhaan istuvuuden saamiseksi.
- Valmistettu standardisilikonista luonnollisen painoisena.



Koko: I - 12



p.s. Kaikki mallimme ovat rintasyöpäoperoituja naisia.


Rintaliivit

Kaikki rintaliivimme ovat erityisesti suunnattu naisille, joilla on rintaproteesi ja siksi näissä on tasku kummallakin puolella. Ne ovat pehmeät ja mukavan tuntuiset ja antavat tukea.


SYMBOLIT:




Kaariliivi



Muotoiltu rintaliivi



Rintaliivi selkäkiinnityksellä



Rintaliivi etukiinnityksellä



Kompressio



Mikrokuitu -
hengittävä materiaali



Sisältää runsaasti puuvillaa

Kalena Toppi



Kalena Toppi

Kalena toppi on pehmeä ja kaunis paita useassa eri värissä. Koska siinä on proteesitaskut, ei alle tarvita rintaliivejä. Kalena toppi on tarkoitettu käytettäväksi ilman rintaliivejä. Säädettävä spagettiolkain antaa optimaalisen tuen. Pyöristetty kaula-aukko ja istuva malli tekevät topista elegantin. Kalenan kuppimalli on muotoiltu ja sopii parhaiten keskitytäläiselle profiilille. Viskoosista ja elastaanista valmistettu toppi tuntuu viileältä ihoa vasten ja kankaan pinta on sileä ja kaunis.

Tuotenro.	Väri	Koko
22247	Musta	S (36 - 38)
22247	Musta	M (40 - 42)
22247	Musta	L (44 - 46)
22247	Musta	XL (48)
22247	Musta	XXL (50 - 52)
22247	Musta	XXXL (54)
22248	Vaaleanpunainen	S (36 - 38)
22248	Vaaleanpunainen	M (40 - 42)
22248	Vaaleanpunainen	L (44 - 46)
22248	Vaaleanpunainen	XL (48)
22248	Vaaleanpunainen	XXL (50 - 52)
22248	Vaaleanpunainen	XXXL (54)



Lace Cami Soft BH

Uutuus!



Bra Lace Cami Soft

Pehmeät ja mukavat mikrokuidusta valmistetut proteesiliivit, joissa on korkea kaula-aukko. Hieno pitsinen reunus peittää leikkauksen jälkeisen ihon muodot. Liivien muotoillut kupit antavat hyvän tuennan. Rintaliivien proteesitaskut kokonaan puuvillaa.

Musta	Kuppi	Koko
22255	B	75 - 95
22255	C	75 - 95
22255	D	75 - 95



Massage Rintaliivi



Uusi väri!




Massage Rintaliivi

Ainutlaatuinen proteesirintaliivi mikrokuidusta. Materiaalin rakenteen ansiosta liivi hieroo kevyesti. Siinä on saumattomat, muotoillut kupit sekä kevyesti vuoratut joustavat olkaimet. Takaosa on leveä ja tukea antava sekä pehmeän tuntuinen. Rintaliivi on ihanteellinen naisille, joilla on lymfödeema, mutta myös mukava käyttää kotona tai urheillessa.



Clear water	Beige	Valkoinen	Musta	Vaaleanpunainen	Kuppi	Rinnan- ympärys
22254	22525	22233	22236	22526	AA	75-100
22254	22525	22233	22236	22526	A	75-100
22254	22525	22233	22236	22526	B	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	C	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	D	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	E	75-115

Embrace Rintaliivi



Embrace Rintaliivi

Embrace rintaliivi on valmistettu pehmeästä mukavan tuntuista puuvillasta ja siinä on korkealle rintakehään ulottuva pitsinen etuosa. Liivissä on myös leveät, joustavat ja säädettävät olkaimet. Embrace antaa tukea selälle leveän kiinnitysosansa ansiosta. Embracen pehmeä ja leveä puuvillaresori vähentää raskautta vartalolla, eikä siksi ole esteenä lymfakierrolle. Embrace rintaliiviä on saatavana kolme kaunista eri väriä.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Rinnanympärys
22203	Vaalea Samppanja	A	75 - 100
22203	Vaalea Samppanja	B	75 - 100
22203	Vaalea Samppanja	C	75 - 100
22203	Vaalea Samppanja	D	75 - 100
22203	Vaalea Samppanja	E	80 - 100
22206	Musta	A	75 - 100
22206	Musta	B	75 - 100
22206	Musta	C	75 - 100
22206	Musta	D	75 - 100
22206	Musta	E	80 - 100
22223	Valkoinen	A	75 - 100
22223	Valkoinen	B	75 - 100
22223	Valkoinen	C	75 - 100
22223	Valkoinen	D	75 - 100
22223	Valkoinen	E	80 - 100

Petit T-Paita Rintaliivi



Petit T-Paita Rintaliivi

Petit T-paitaliivissä on muotoillut kupit ja tyylikäs pitsinen keskiosa sekä olkaimet.


Liivin etuosa on leikattu modernisti.

Sopii parhaiten pienelle ja keskitäyteläiselle rinnalle.

Tuoteno.	Väri	Kuppi	Koko
22227	Valkoinen	AA	70 - 90
22227	Valkoinen	A	70 - 95
22227	Valkoinen	B	70 - 95
22227	Valkoinen	C	70 - 95
22226	Musta	AA	70 - 90
22226	Musta	A	70 - 95
22226	Musta	B	70 - 95
22226	Musta	C	70 - 95
22225	Samppanja	AA	70 - 90
22225	Samppanja	A	70 - 95
22225	Samppanja	B	70 - 95
22225	Samppanja	C	70 - 95



Femina Rintaliivi



Femina Rintaliivi

Feminan kuppiosassa on kolme saamaa, joiden ansiosta kuppiosa tukee rintaa ihanteellisesti etenkin isommassa koossa.

Olkanauhat ovat pehmustettu mukavuuden lisäämiseksi. Brodeerattu kukkakuvio antaa liiville eleganttia hehkua.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
22241	Valkoinen	A	85 - 115
22241	Valkoinen	B	75 - 115
22241	Valkoinen	C	75 - 115
22241	Valkoinen	D	75 - 115
22241	Valkoinen	E	80 - 105
22241	Valkoinen	F	80 - 105
22241	Valkoinen	G	80 - 100
22253	Musta	A	85 - 115
22253	Musta	B	75 - 115
22253	Musta	C	75 - 115
22253	Musta	D	75 - 115
22253	Musta	E	80 - 105
22253	Musta	F	80 - 105
22253	Musta	G	80 - 100



Satin Trim T-shirt BH




Satin Trim T-Shirt rintaliivit

Pehmustetut rintaliivit, joissa on kauniit satiinireunat, jotka antavat hyvän tuen ilman alusrautoja. Pehmeät ja miellyttävät käyttää, ja pehmuste mukautuvat näkymättömästi sopien hyvin T-paidan tai tiukan topin alle.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
22252	Taupe	AA	70 - 85
22252	Taupe	A	70 - 95
22252	Taupe	B	70 - 100
22252	Taupe	C	70 - 100
22252	Taupe	D	70 - 95



Leisure Rintaliivi



Leisure Rintaliivi



Leisure Rintaliivi on jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettu kevyt proteesirintaliivi. Se kiinnitetään edestä ja siinä on leveät olkaimet mukavuuden lisäämiseksi. Kuppiosissa on joustavasta puuvillasta tehdyt sivutaskut. Sitä voidaan käyttää ensimmäisenä rintaliivinä leikkauksen jälkeen, sillä se on pehmeän ja mukavan tuntuinen.

Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
22228	Harmaa	A/B	S - XXL
22228	Harmaa	C/D	S - XXL
22228	Harmaa	E/F	S - XXL
22243	Valkoinen	A/B	XS - XXL
22243	Valkoinen	C/D	XS - XXL
22243	Valkoinen	E/F	XS - XXL



Koko	Ympäryys
X-Small	60 - 65 cm
Small	70 - 80 cm
Medium	85 - 90 cm
Large	95 - 100 cm
X-Large	105 - 110 cm
XX-Large	115 - 120 cm

Kompressioliivi / Vyö kompressioliiville



Tuote	Tuotenro.	Väri	Kuppi	Koko
Kompressioliivi	22221	Beige	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressioliivi	22242	Valkoinen	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressioliivi	22239	Musta	AA/A, B/C, D/E	70 - 130
Vyö Kompressioliiville	22222	Beige		XSmall - XXLLarge
Vyö Kompressioliiville	22244	Valkoinen		XSmall - XXLLarge
Vyö Kompressioliiville	22240	Musta		XSmall - XXLLarge

Kokotaulukko Vyö Kompressioliiville (art. nr 22222, 22244, 22240)								
Ympärysmitta rinnan alapuolelta	70	75	80	85	90	95	100	105
AA/A-Kuppi	XS	XS	S	S	M	L	XL	2XL
B/C-Kuppi	XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
D/E-Kuppi	S	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL


Vyön pituus	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
cm (+/- 1,5 cm)	85	90	95	100	105	110	115	120

Kompressioliivi / Vyö kompressioliiville

- Kompressioliivi on tarkoitettu stabiloimaan ja säilyttämään operoidun (rintojen pienennys tai suurennus, rintojen rekonstruktio, plastiikkaoperaatio) rinnan muoto.
- Ihoystävällinen ja pehmeä puuvillastretch-materiaali on erittäin mukavantuntuinen.
- Liivin kompressio, muoto ja istuvuus saavutetaan saumattoman kankaan, muotoiltujen kupprien, sisäänommeltujen sivuvahvikkeiden sekä rintojen alla kulkevan leveän nauhan avulla.

- Erittäin matalaprofiilinen tarra olkaimissa varmistaa huomaamattoman ulkonäön vaatteiden alla ja mahdollistaa yksilöllisen säätämisen.
- Tarvittaessa liivin sisällä olevaan taskuun voidaan laittaa rintaproteesi, kuorikko tai osaproteesi.
- Vyö kompressioliiville estää implantin liikkumista ylöspäin leikkauksen jälkeisen parantumisen aikana. Vyön muotoilu antaa myös mukavaa tukea selälle, käsivarsien alle sekä rintakehälle. Tarranauhakiinnityksen avulla voidaan kompressiota ja istuvuutta säätää.

Active Recovery BH



Active Recovery Kompressioliivi

Pehmeät kompressiorintaliivit leikkauksen jälkeiseen käyttöön. Säädettävät hihnat, joissa on koukku- ja silmäsuljenta. Tämä takaa tukevan kiinnityksen, kun taas leveä nauha ja sivupaneelit lisäävät lisätukea ja mukavuutta herkälle iholle.

Kohdistettu kompressio rinnan ja selän alueella on suunniteltu vakauttamaan rintakudosta, auttaa estämään liiallista solunmuodostusta ja vähentämään turvotusta, jota voi esiintyä leikkauksen jälkeen.

Tuotenro	Koko	Ympärysmitta
22251	Small	70 - 80 cm
22251	Medium	85 - 90 cm
22251	Large	95 - 100 cm
22251	X-Large	105 - 110 cm
22251	XX-Large	115 - 120 cm
22251	XXX-Large	120 - 125 cm



Ohjeita rintaliivin sovitukseen

Olkain istuu täydellisesti, kun se on mukavasti olkapäillä ilman ihoon painumista. Olkaimet kantavat vain noin 20 % rintojen painosta. Niiden pääasiallinen tehtävä on nostaa ja korjata rinnan asentoa. Parhaan istuvuuden saamiseksi pitäisi rinnan korkeimman pisteen olla olan ja kainalon puolivälissä.

Rintaliivin keskisauma on mukavasti rintakehää vasten käyttäessäsi oikeaa rintaliivimallia ja -koko.

Kaarituki/vahvistus rinnan alla kantaa suurimman osan rinnan painosta (noin 80%). Rintaliivi istuu hyvin kehon ympärillä, kun koko on oikea. Istuvuuden tulee olla tarpeeksi tiukka, että liivi ei liiku liikkeessä ja aktiviteeteissä.

Mille näyttää täydellinen rintaliivin kuppi?
Se ympäröi koko rinnan tai rintaproteesin ilman päällepäin näkyviä saumoja tai rypyjä. Tässäkin on tärkeää löytää oikea koko.

Muut tuotteet



ABC PUHDISTUSAINNE ATTACHIIN
Tuotenro 22925 1 tuubi



JATKOPALA RINTALIIVEIHIN
Tuotenro 22921 Valkoinen. 90 cm
Tuotenro 22922 Musta. 90 cm
Tuotenro 22923 Beige. 90 cm



OLKAINSUOJUS
Tuotenro 22920

Olkainsuojus, joka on valmistettu läpinäkyvästä silikonista.

Pakkauksessa on 2 kpl suojuksia.



SOVITUSTAKKI
Tuotenro 96200

Sovitustakki on valmistettu miellyttävästä, pehmeästä ja hyvin laskeutuvasta sideenistä. Sopii erinomaisesti silloin, kun rintaproteesia ollaan sovittamassa ja halutaan nähdä että malli ja koko istuvat.



ABC PESUPUSSI
Tuotenro 22924

Pidä huolta rintaliiveistäsi ja käytä hienoa käytännöllistä pesupussiamme!



NÄNNIT

Tuotenro 22907 Väri: Blush, koot S, M, L

Tuotenro 22908 Väri: Ivory, koot S, M, L


Tuotenro 22909 Väri: Tawny, koot S, M, L

Kolme eri väristä itsekiinnittyvää nänniä, joita voidaan käyttää optiseen tasapainottamiseen tai luonnollisen rinnan muotoilemiseksi. Nännit ovat uudelleenkäytettäviä. Jokaista väriä on saatavana kolmea eri kokoa. Nännit toimitetaan pareittain kätevässä säilytysrasiassa.

Kokotaulukko

RINTALIIVIN KOKO (cm)

AA	65	65	75	80	85	90	95	100	105	110									
A		70	75	80	85	90	95	100	105	110									
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125		
E							70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
F									75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
G												85	90	95	100	105	110	115	120
GG													85	90	95	100	105	110	115
H														85	90	95	100	105	110

 =ei saatavana

Tuotekuvaus	Koko Malli	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10040 - Teardrop Standard	Symmetrinen																			
10142 - Basic Triangle Lightweight	Symmetrinen																			
10242 - Triangle Light	Symmetrinen																			
10245 - Massageform Triangle	Symmetrinen																			
10250 - Flowable Back Classic	Asymmetrinen																			
10266 - MyShape RFS	Symmetrinen																			
10271 - Classic Triangle Air	Symmetrinen																			
10272 - Classic Triangle Light	Symmetrinen																			
10274 - Classic Triangle Standard	Symmetrinen																			
10275 - Massage Form Super Soft	Symmetrinen																			
10276 - Tawny Massage Form Super Soft	Symmetrinen																			
10277 - Swim Form	Symmetrinen																			
10282 - Symmetric Light Weigth	Symmetrinen																			
10287 - Diamond	Symmetrinen																			
10288 - Diamond Classic	Symmetrinen																			
10295 - Massage Form Silhouette	Symmetrinen																			
10475 - Massage Form Attach	Symmetrinen																			
10487 - Diamond Attach	Symmetrinen																			
11201 - Triangle Shaper	Symmetrinen																			
11204 - Teardrop Standard Shaper	Symmetrinen																			
11212 - Elliptical Shaper	Symmetrinen																			
11285 - Massage Form Shaper	Symmetrinen																			
11287 - Diamond Shaper	Symmetrinen																			
11485 - Massage Form Attach Shaper	Symmetrinen																			
10916 - First Form	Symmetrinen																			
10909 - First Form Fiberfill	Symmetrinen		Small			Medium			Large			X-Large			XX-Large					
10910 - First Filler	Symmetrinen		Small			Medium			Large			X-Large			XX-Large					

RINTALIIVIEN YHTEENVETO

LIIVIMALLIT	VÄRIT	KUPPI								
		AA	A	B	C	D	E	F	G	
Massage rintaliivi	<ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22525 ● Musta, 22236 ○ Valkoinen, 22233 ○ Vaaleanpunainen, 22526 ○ Clear water, 22254 	75-100	75-100	75-115	75-115	75-115	75-115	-	-	
Kompressioliivi	<ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22221 ○ Valkoinen, 22242 ● Musta, 22239 	70-120	70-120	70-120	70-120	70-120	-	-		
Kalena Toppi	<ul style="list-style-type: none"> ● Musta, 22247 ○ Vaaleanpunainen, 22248 	S (36/38), M (40/42), L (44,46) XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)								
Satin Trim T-shirt	<ul style="list-style-type: none"> ● Taupe, 22123 	70 - 85	70-95	70-100	70-100	70-95	-	-	-	
Leisure rintaliivi	<ul style="list-style-type: none"> ● Harmaa, 22228 ○ Valkoinen, 22243 	A/BKuppi, C/D Kuppi, E/F Kuppi XS (60, 65 cm vain valkoisena), S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), L (95, 100 cm) XL (105, 110 cm), XXL (115, 120 cm)								
Petit T-paita - liivi	<ul style="list-style-type: none"> ● Samppanja, 22225 ○ Valkoinen, 22227 ● Musta, 22226 	70-90	70-95	70-95	70-95	-	-	-	-	
Femina rintaliivi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Valkoinen, 22241 	-	85-115	75-115	75-115	75-115	80-105	80-105	80-100	
Embrace rintaliivi	<ul style="list-style-type: none"> ● Samppanja, 22203 ● Musta, 22206 ○ Valkoinen, 22223 	75-90	75-100	75-100	75-100	75-100	80-100	-	-	
Active Recovery BH	Rosa, 22251	S (36/38), M (40/42), L (44,46) XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)								
Lace Cami Soft BH	Svart, 22255	-	-	75-95	75-95	75-95	-	-	-	

Yleinen informaatio

Takuuaika

Rintaproteeseilla on kahden vuoden ja ensiproteeseilla yhden vuoden takuu aika. Jos proteesi jostain syystä on viallinen, tulee sovittajaan ottaa yhteyttä. Korvaamme kaikki proteesit, joissa mahdollisesti ilmenee valmistusvirheitä kahden vuoden aikana sovituspäivästä lukien. Takuu ei koske tapauksia, joissa proteesia on käsitelty huolimattomasti.

Kiinnittyvä proteesi

Rintaproteesilla on kahden vuoden takuu aika. Tarjoamme 3-kuukauden koeajan henkilölle, joka haluaa kokeilla Massageform Attach proteesia. Proteesi tulee palauttaa asiakaspalveluumme alkuperäisessä pakkauksessa siihen kuuluvine ohjeineen ja oheistuotteineen. Camp korvaa tuotteen vastaavan kokoisella ABC:n valikoimaan kuuluvalla proteesilla.

Palautusehdot

Saadaksenne palautusnumeron tulee mahdollisista palautuksista ilmoittaa asiakaspalveluumme ennen proteesin lähettämistä takaisin. Tuotteet tulee palauttaa uudenveroisina, alkuperäisissä pakkauksissa viimeistään kaksi viikkoa toimittamisen jälkeen. Palautuksen toimitusmaksu tulee olla maksettu ja palautuksen mukana tulee lähettää kopio laskusta tai lähetyslistasta. Emme vastaanota palautuksia erillisesti tilatuista tai tehdyistä tuotteista.

ABC rintaproteesien käyttö uudessa, lentäessä ja erilaisissa lämpötiloissa

Vesi ja kylpeminen

ABC:n rintaproteesit ovat vedenkestäviä ja niitä voidaan käyttää uudessa uima-altaassa (klooripitoisessa) ja merivedessä.

Ilmanpaine

Matkustettaessa lentokoneessa voi pieniä ilmapuolia ilmestyä silikonisiin (erityisesti vanhemmissa proteeseissa ja proteeseissa, joiden kanssa on matkustettu usein lentokoneessa). Näiden ilmapuolien tulisi häipyä lentomatkan jälkeen.

Lämpötila

ABC rintaproteeseja voidaan käyttää kaikissa niissä lämpötiloissa, jotka sopivat kehollekin. Proteesi kestää sekä talven kovia pakkasia sekä kesän kuumuutta. Sopii käytettäväksi myös saunottaessa.

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no