

SAADAKSESI PARHAAN MAHDOLLISEN AVUN JA PALVELUN

Ota yhteyttä paikalliseen rintaproteesien sovittajaan.

Oma sairaanhoitajasi tai syöpähoidon vastaanotto osaavat informoida sinua alueesi rintaproteesinsovittajista

**Lisätietoja voit myös saada alueesi
www.syopajarjestot.fi**

Sieltä löydät myös linkejä täydentävään tietoon. Voit myös tilata uutuskirjeen ja saada tietoa tutkimuksista ja alan muista uutisista.



TOMINTAPERIAATTEEMME

Pyrkimyksemme on antaa rintasyöpäleikatuille potilaille niin hyvät olosuhteet kuin mahdollista ja siksi Camp Scandinavia on halunnut työskennellä yhteistyössä ABC:n kanssa pohjoismaisilla markkinoilla. ABC on voimakkaasti sitoutunut, innovatiivinen tuotekehityksessään ja asiakkaitaan kuunteleva yritys. ABC:n tavoitteet ja toiminta ovat samankaltaiset kuin Camp Scandinavialla.

CAMP Scandinavian Filosofia

Camp Scandinavia on innovatiivinen perheomisteinen yritys, kansainvälisesti tunnettu omista tuotteistaan ortosialalla. Pohjoismaisilla kotimarkkinoilla ortopediteknikka muodostaa toiminnan pohjan. Luovuus ja osaavuus vahvistavat osaltaan markkina-asemaamme.

ABC:n Filosofia

American Breast Care on omistautunut auttamaan naisia elämään täyttä elämää leikkauksen jälkeen. Kuuntelemalla asiakkaidemme tarpeita, kehitämme innovatiiviset, korkealaatuiset tuotteet ja palvelut. Intohimoinen luotettavista ammattilaisista koostuva tiimimme on omistautunut voittamaan sekä asiakkaidemme että palvelemiemme naisten luottamuksen.



**ERI KOKOJA
erikokoisille rinnoille!**

Tiesitkö että sinulla rintaleikkauksen läpikäyneenä on oikeus proteesiin, jotta rintasi olisivat jälleen symmetriset. Myös silloin kun takana on korjausleikkaus tai olet saanut implantin.

Osaproteesien kehitystyö tapahtuu läheisessä yhteistyössä ryhmän naisia kanssa, joilla kaikilla on erilainen tarve saada itselleen sopiva tuote. Tarve voi olla eri kokoiselle tuotteelle ja erilaisilla ominaisuuksilla varustetulle tuotteelle.

Symmetrian palauttaminen parantaa itsetuntoa ja auttaa parempaan ryhtiin.

Tutustu mallistoomme camp.fi sivuilla saadaksesi tietoa juuri sinulle sopivista mahdollisuuksista.

CAMP
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042:25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09:350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no



Elliptical Shaper I 1212

Toinen puoli proteesista on täyteläisempi, mikä auttaa tasoittamaan epämuotoisuutta. Toinen puoli on reunoiltaan ohuempi, jonka ansiosta proteesi istuu tasaisesti ilman näkyviä rajoja.



Teardrop Shaper Standard I 1204

Pisaranmallinen hyvin muotoutuva perinteisestä silikonista valmistettu kuorikko. Proteesissa on tasaiset ohuet reunat, jotka eivät jätä näkyviä rajoja. Sopii erinomaisesti käytettäväksi bikineitten ja uimapuvun kanssa.



Triangle Shaper I 1201

Silikoniproteesikuorikko, jossa on ohuet, hienot reunat. Tämän ansiosta proteesi mukautuu huomaamattomasti vartaloon.

ERI KOKOJA erikokoisille rinnoille!

Rinnan koko voi muuttua turvotuksen laskiessa, painon muuttuessa tai korjausleikkauksen yhteydessä.

Mallissossamme on erilaisia osaproteeseja. Nämä täydentävät rinnan tasapainottaen kokoa toiseen puoleen nähden ja epätasaisuuden jäävät helpommin piiloon rintaliivien alle.


Tarjoamme erilaisia malleja eri tarpeisiin:

- **Elliptical Shaper** on muotoiltu kuin puoliproteesi, jossa ylempi osa on ohutrajainen.
- **Teardrop Shaper** Tämä rintaproteesi on valmistettu standardisilikonista. Se voidaan asettaa rintaliivin sisälle vaaka- tai pystysuunnassa parhaan istuvuuden mukaisesti.
- **Triangle Shaper** on erittäin ohut ja täysin sileä takaosa.
- **Diamond Shaper** on timantin muotoisena joka on hieman täyteläisempi hierova takaosa.
- **Massage Attach Shaper** kanavat edistävät ilmankiertoa auttaen ihoa hengittämään ja pysymään viileänä. Itsekiinnittyvä takaosa tarttuu ihoon kiinni.
- **Massageform Shaper** Ilma kierto proteesin takaosan kanavissa auttaa ihoa pysymään viileänä ja raikkaana.




Diamond Shaper I 1287

Ihoa vasten olevat timantin muotoiset tyynyt edistävät ilmankiertoa viilentäen lisäksi käyttäjämukavuutta. Hiukan täyteläisempi malli, jossa on viistossa olevin kanavin.



Massage Attach Shaper I 1485

Kanavat edistävät ilmankiertoa auttaen hengittämään ja pysymään viileänä. Integroitu itsekiinnittyvä takaosa tarttuu ihoon kiinni.



Massageform Shaper I 1285

Ilma kiertää takaosan kanavissa tasaisen auttaen ihoa tuntumaan viileälle ja raikkaalle. Ohut ja pehmeä reuna auttaa sen muotoutumista tasaisesti ilman rajoja.