

ACTIVE X™

- JOUSTAVA, ERITTÄIN KEVYT JA HENGITTÄVÄ MATERIAALI
- ANATOMISESTI MUOTOILTU PATELLA-AUKKO
- SIIRRETTÄVÄT NAUHAT
- SÄÄDETTÄVÄ NIVEL
- SUKKA- TAI AVATTAVA MALLI
- "STAY UP" SILIKONIT SISÄPUOLELLA JA VETOSILMUKAT TUEN YLÄOSASSA



TOIMINNALLISTEN POLVIORTOOSIEN TUOTESARJA CAMPILTA

ACTIVE X™ SHORT TUBE & WRAP

Tuessa on fleksioon/ekstensioon säädettävät sivukiskot. Materiaali lämmittää sekä antaa kevyen puristavan tunteen. Tukea on saatavana sekä sukka-että avattavana mallina. Siinä on irrotettavat kaarevat kiristysnauhat, joissa on D-lenkit. Toimitetaan 10° fleksioon esiasennettuna. Kiskot ovat alumiinia. Tuen mukana toimitetaan ekstension/fleksion rajoitinsetti. **Pituus; 32 cm.**

Käyttöalueet: Lievät/kohtalaiset MCL/LCL-instabiiliiteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot.

28050 - ActiveX Short Tub

28051 - ActiveX Short Wrap



ACTIVE X™ LONG TUBE & WRAP

Tuessa on fleksioon/ekstensioon säädettävät sivukiskot. Materiaali lämmittää sekä antaa kevyen puristavan tunteen. Tukea on saatavana sekä sukka-että avattavana mallina. Siinä on irrotettavat kaarevat kiristysnauhat, joissa on D-lenkit. Toimitetaan 10° fleksioon esiasennettuna. Kiskot ovat alumiinia. Tuen mukana toimitetaan ekstension/fleksion rajoitinsetti. **Pituus; 40 cm.**

Käyttöalueet: Lievät/kohtalaiset MCL/LCL-instabiiliiteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot. Lievä gonartroosi.

28052 - ActiveX Long Tub

28053 - ActiveX Long Wrap



Tuotenro.	Tuotokuvaus	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	38 - 44 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050/28052	Active X lyhyt sukkamalli / Active X pitkä sukkamalli	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051/28053	Active X lyhyt avattava malli / Active X pitkä avattava malli	XXX-Large	Bilateral	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

Mitta 1:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan alapuolelta

Mitta 2:

Polvenympärys patellan keskikohdasta

Mitta 3:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan yläpuolelta

ACTIVE X™

SLEEVE & SLEEVE PLUS

Tuki on valmistettu kahdesta eri materiaalista. Etuosassa olevasta komprimoidusta synteettisestä neopreenistä ja sisäosassa olevasta ilmastusta Lycra-materiaalista. Tuki kompressoii sekä parantaa proprioseptiikkaa. Patella-aukko on anatomisesti muotoiltu optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi. Tuessa on tarranauhakiinnitys reidessä ja pohkeessa. 28056- mallissa on kiskot tuen molemmin puolin. 28057-mallissa on lisäksi kaarevat kiristynauhat polven ala- ja yläpuolella. Muutoin tuet ovat malliltaan ja toiminnallisuuksiltaan samantyyppiset. **Pituus; 32 cm.**

Käyttöalueet: Vaikeat polvivammat, kuten ACL/PCL-repeämät, vaikeat MCL/LCL vammat. Kehotetaan tarkkailemaan mahdollista voimakasta turvotusta ja/tai verenkiertohäiriöitä.

28056 - ActiveX Sleeve



28057 - ActiveX Sleeve Plus



ACTIVE X™

DOUBLE AXIS

Tuessa on kaksoisnivelelliset kiskot ja se on säädetty 10° fleksioon. Materiaali lämmittää sekä puristaa kevyesti. Siinä on irrotettavat kaarevat nauhat, joissa on D-lenkit (yksi nauha ylhäällä ja yksi alhaalla). Tukea on saatavana sekä sukka- että avattavana mallina. Sukkamallissa on patellan ympärillä pehmuste lisätuen antamiseksi. **Pituus; 32 cm.**

Käyttöalueet: Lievät/kohtalaiset MCL/LCL-instabiliteetit. Lievät mediaaliset tai lateraaliset nivelkierukan vauriot.

28059 - ActiveX Double Axis Wrap



28058 - ActiveX Double Axis Tub



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	38 - 44 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056/28057	Active X Sleeve / Active X Sleeve Plus	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Mitta 1:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan alapuolelta

Mitta 2:

Polvenympärys patellan keskikohdasta

Mitta 3:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan yläpuolelta

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	Small	Bilateral	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	Medium	Bilateral	36 - 42 cm	36 - 52 cm	43 - 51 cm
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	Large	Bilateral	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	X-Large	Bilateral	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	XX-Large	Bilateral	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Active X sukkamalli, Double Axis	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28058	Active X avattava malli, Double Axis	X-Small	Bilateral	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	Small	Bilateral	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	Medium	Bilateral	36 - 41 cm	36 - 51 cm	43 - 48 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	Large	Bilateral	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	X-Large	Bilateral	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	XX-Large	Bilateral	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Active X avattava malli, Double Axis	XXX-Large	Bilateral	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

ACTIVE X™ PATELLA

Avattava malli, joka on tarkoitettu stabilisoimaan patellaa sen sivuilta. Tuessa on sisäänrakennettu erityisvalmistettu pelotti, joka rakenteensa ansiosta asettuu tukevasti patellan sivulle "tarrautuen" siihen kiinni ja pitäen patellan paikoillaan. Lisätukena tuessa on irrotettava puolikuunmuotoinen muovilasta. Tuki on valmistettu innovatiivisesta ilmastavasta ActiveX-materiaalista, joka on joustavan ja mukavantuntuista.

Käyttöalueet: PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

28055 - ActiveX Patella



ACTIVE X™ LATERAL

Hyvin istuva ortoosi, jossa on pelotti lateraalipuolella patellan stabilisoimiseksi. Pelottiin saadaan lisätukea kiristämällä patellan ylä- ja alapuolella olevia nauhoja. Nauhat vedetään lateraalipuolelta mediaalipuolelle. Tukea voidaan käyttää patellan mediaalisissa luksaatioissa. Tällöin nauhat kiinnitetään mediaalipuolelta lateraalipuolelle. Tuki on valmistettu lateksittomasta neopreenistä. **Pituus; 32 cm.**

Käyttöalueet: Patellan luksaatio, patellan subluksaatio, patellofemoraaliset kiputilat (PFPS).

28054 - ActiveX Lateral Patella



Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko	Vas/Oik	Patellan keskikohta
28055	Active X Patella	XX-Small	Bilateral	24-29 cm
28055	Active X Patella	XSmall	Bilateral	28-33 cm
28055	Active X Patella	Small	Bilateral	32-37 cm
28055	Active X Patella	Medium	Bilateral	36-41 cm
28055	Active X Patella	Large	Bilateral	40-45 cm

Tuotenro.	Tuotekuvaus	Koko	Vas/Oik	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28054	Active X Lateral	X-Small	Vas/Oik	37- 40 cm	28 - 31 cm	28 - 31 cm
28054	Active X Lateral	Small	Vas/Oik	40 - 43 cm	31 - 34 cm	31 - 34 cm
28054	Active X Lateral	Medium	Vas/Oik	43 - 46 cm	34 - 37 cm	34 - 37 cm
28054	Active X Lateral	Large	Vas/Oik	46 - 49 cm	37 - 40 cm	37 - 40 cm
28054	Active X Lateral	X-Large	Vas/Oik	49 - 52 cm	40 - 43 cm	40 - 43 cm
28054	Active X Lateral	XX-Large	Vas/Oik	52 - 55 cm	43 - 46 cm	43 - 46 cm

Mitta 1:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan alapuolelta

Mitta2:

Polvenympärys patellan keskikohdasta

Mitta3:

Polvenympärys 15 cm:ä patellan yläpuolelta