

Patella



Patella

Patella-polvituki on erityisesti kehitetty olemaan apuna erilaisissa hoitoa tarvitsevilla polvilumpio-ongelmissa. Kuvassa olevassa Patella-tuessa patelatyyntyn on lateraalipuolella. Ortoosi antaa kevyen tuen ja siinä on sivuilla ruostumattomasta teräksestä olevat kierrejouset.

- Irrotettava patelatyyntyn, jonka tuentaa voidaan helposti säätää.
- Reiden ja pohkeen ympäröyksen säädöt
- Erittäin pehmeä ja muotoutuva materiaali polvitaiteen kohdalla
- Yläreunassa olevat vetosilmukat
- Silikoninauhut sisäpuolella estävät tuen liukumisen alas
- Muotoon ommeltu patella-aukko
- Erinomainen tuenta, joka parantaa asento- ja liikeaistia sekä lisää verenkiertoa tuettavalla alueella

Minor



Minor

Minor ortoosia on saatavana sekä pujotettavana että avattavana mallina. Ortoosit antavat kevyen tuen ja niissä on sivuilla ruostumattomasta teräksestä olevat kierrejouset.

- Reiden ja pohkeen ympäröyksen säädöt
- Erittäin pehmeä ja muotoutuva materiaali polvitaiteen kohdalla
- Yläreunassa olevat vetosilmukat
- Silikoninauhut sisäpuolella estävät tuen liukumisen alas
- Muotoon ommeltu patella-aukko
- Erinomainen tuenta, joka parantaa asento- ja liikeaistia sekä lisää verenkiertoa tuettavalla alueella

Minor Wrap



SELECTION®

Uudenlaiset
kankaiset polvituet!




VIIISI toiminnallista mallia kaikkiin eri tarpeisiin!

Erinomainen istuvuus

SELECTIONIN polvitukien suunnittelun ja kehitystyön aikana on lähtökohtana ollut polven anatominen rakenne. Patella-aukon muotoilu on suunniteltu sopimaan patellan anatomiseen muotoon.

Polven takana oleva alempi tarranauha on sijoitettu niin, että se parantaa tuen paikallaan pysymistä. Siksi nauha sijaitsee säärilihaksen yläpuolella Gastrocnemius-lihaksen yläosassa. Tämä estää tukea liukumasta alas.



Optima

Helppo käyttää


Optima malleissa (35702 ja 35703) on useita lisätoimintoja, jotka tekevät tuista viimeistellyn ja monipuolisesti toimivan.





Kiskoissa on reiät, joiden läpi hyper-ekstensionauha on helppo pujottaa ja tarvittaessa poistaa. Hyperekstensionauha suljetaan reiden etupuolelta, jotta käyttäjän on helppo pukea ja riisua tuki sekä säätää "vedon" voimakkuutta.



Patellan alapuolella on kaksi ristikkäistä nauhaa. Nämä nauhat estävät tibian työntymistä eteenpäin - mikä antaa lisätukea polvinivelelle A-P suunnassa. Jos nauhoja ei tarvita voidaan ne helposti leikata irti.



Optima-malleissa on säädettävällä ROM nivellä varustetut sivukiskot. Esimuotoillut kiskot helpottavat sovitusta. Tuen kanssa toimitetaan valikoima säätöpaloja liikeradan määrittämiseksi. Nivel on valmiiksi 10° fleksioon asennettu.



Pehmeän tuntuinen iholla.
Sileä ulkopinta ei takerru vaatteisiin kiinni.
Kanttinauhoja ei tarvita. Voidaan leikata ilman rispaantumista (35701).
Materiaali on ominaisuuksiltaan hengittävä ja kosteutta ulos siirtävä.

Sopivasti toimiva

Olemme valinneet SELECTION polvitukiin erilaisen materiaalin. Uusi ja moderni kangas-yhdistelmä, joka kohtaa käyttäjien toiveet. SELECTION-materiaali on ohutta ja sileäpintaista ja se antaa ihon hengittää eikä tunnu kuumalta. Tarranauhat ja kiinnikkeosat ovat erittäin matalaprofiilisia ja tekevät tuesta huomaamattoman. Koska materiaali ei tarvitse kanttinauhoja, voidaan sitä leikata ilman, että se rispaantuisi (35701).

Optima



Optima Wrap

Optimaa on saatavana sekä pujotettavana että kiedottavana mallina. Säädettävällä nivellä varustetut ortoosit sekä stabiloivat että vähentävät nivelen kuormitusta. Molemmissa malleissa on useita sisäänrakennettuja toimintoja, mitkä antavat niille laajan käyttöalueen. Osa toiminnoista voidaan helposti poistaa jos niitä ei tarvita.

- Irrotettava hyperekstensionauha ylijännityksen estämiseksi
- Rajoitinnauhat antavat lisätukea patellan alapuolella A-P suunnassa.
- Reiden ja pohkeen ympäröity säädöt
- Neljä erillistä muotoon ommeltua D-lenkillistä nauhaa
- Erittäin pehmeä ja muotoutuva materiaali polvitaipen kohdalla
- Yläreunassa olevat vetosilmukat
- Siikonin nauhat sisäpuolella estävät tuen liukumisen alas
- Muotoon ommeltu patella-aukko
- Erinomainen tuenta, joka parantaa asento- ja liikeaistia sekä lisää verenkiertoa tuettavalla alueella