

CAMP[®]

STABILOINTI
operaation jälkeen

KEVYT TUKI
kuntoutuksen aikana

NAVY[™]Xtra

3D-LITE[™]
Yksilöllisesti
muotoiltu
asiakkaalle

2 in 1
STABIILI tai PEHMEÄ



Navy™ Xtra selkäortoosin yksilöllisesti muotoiltu selkäosa ja korsetin vahvistettu etuosa tukevat selkää ja auttavat kivunlievityksessä. Selkälevy on valmistettu 3D-Lite™ materiaalista. Tämä matalalämpömuovi hengittää, on kevyt ja yksinkertainen työstää jopa vaativimmille potilaille. Vahvistukset ortoosin etupuolella voidaan ottaa irti. Musta tekstiili on samaa vahvaa ja hengittävää materiaalia, jota käytetään muissa NavyX™-sarjan selkäortooseissa.



Navy™ Xtra koostuu kolmesta osasta:

- Muotoiltava selkäosa 3D-LITE™ materiaalista.
- Selkälevyn päällinen.
- Elastinen tukivyö, jossa erittäin tukevat lisänauhat ja vahvistuslevyt etupuolella



Käyttöalueet:

Murtumat, Leikkauksen jälkeinen stabilointi, POST-OP diskus-kirurgia, selkärangan kulumat, discus-repeämä, välilevyn pullistuma, spondylolisteesi, spondylolyyysi, Fasettisyndrooma, selkäydinkanavan ahtauma.

Kontraindikaatiot:

Selkärangan instabiliteetti.

Sovitus

Tuotteen saa sovittaa vain terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö. 3D-LITE selkäosa voidaan lämmittää uunissa tai lämpöpuhaltimella noin 80°:ssa.



Tuotenro	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus edessä	Korkeus takana
23563 0010	X-Small	75 - 85 cm	16 cm	28 cm
23563 0011	Small	85 - 95 cm	16 cm	28 cm
23563 0012	Medium	95 - 105 cm	16 cm	31 cm
23563 0013	Large	105 - 115 cm	16 cm	31 cm
23563 0014	X-Large	115 - 125 cm	16 cm	31 cm
23563 0015	XX-Large	125 - 135 cm	16 cm	31 cm