

Rolyan Therapy Putty

Terapiavaha on loistava apuväline käden ja ranteen harjoittamiseen. Se mahdollistaa monenlaisia käden liikkeitä, venytyksiä ja parantaa käden toimintojen parantumista vammojen jälkeisessä hoidossa. Harjoitteisiin kuuluu venytyksiä, puristuksia, kiertoja ja otteita. Rolyan Therapy Putty ei tartu kiinni ihoon sen erinomaisen koostumuksen vuoksi. Se ei tahriudu, pirstoudu tai halkea pitkäaikaisessa käytössä. Valittavana on laaja valikoima eri koko- ja kovuusvaihtoehtoja. Suuret tuubimaiset terapiavahat sopivat erinomaisesti potilaille, jotka harjoittelevat kotona, kun taas pienemmät vahat sopivat hyvin terapiapalvelujen tarpeisiin.



Käyttöalueet:

Liikuntakittä käytetään käsien ja sormien vahvistamiseen.

Muita tietoja:

Lateksiton ja myrkytön koostumus. Soveltuu lateksiherkille tai -allergikoille.

Jotkin pakkaukset valmistetaan tilauksesta, ja niiden toimitusaika voi olla pidempi. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää tuotteen toimitusaikoihin liittyen.

Art. nr	Malli	Väri	Paino
541200010	Erittäin pehmeä	Ruskea	85 g
541200011	Pehmeä	Keltainen	85 g
541200112	Keskipehmeä	Punainen	85 g
541200012	Medium	Vihreä	85 g
541200013	Kiinteä	Sininen	85 g
541200014	Erittäin kiinteä	-	85 g
541210010	Erittäin pehmeä	Ruskea	113 g
541210011	Pehmeä	Keltainen	113 g
541210112	Keskipehmeä	Punainen	113 g
541210012	Medium	Vihreä	113 g
541210013	Kiinteä	Sininen	113 g
541210014	Erittäin kiinteä	Harmaa	113 g
541220010	Erittäin pehmeä	Ruskea	450 g
541220011	Pehmeä	Keltainen	450 g
541220112	Keskipehmeä	Punainen	450 g
541220012	Medium	Vihreä	450 g
541220013	Kiinteä	Sininen	450 g
541220014	Erittäin kiinteä	Harmaa	450 g